

Prodotto	 <p style="text-align: right;"><b>Foot Protector Plus</b></p>
Descrizione del prodotto	<p>Foot Protector Plus è un prodotto unico disegnato per minimizzare il rischio di danni da pressione ai talloni. Una significativa percentuale di ulcere da pressione si verifica sui talloni per una combinazione tra pressione e forze di frizione o taglio. Mentre le superfici di appoggio riducono la pressione, solo un prodotto come il Foot Protector Plus può assicurare un totale alleggerimento di pressione.</p> <p>Il Foot Protector Plus riunisce una serie di caratteristiche che soddisfano tutte le richieste riguardo la cura delle ulcere da pressione e la prevenzione con il controllo delle infezioni e, non ultimo, le esigenze del paziente. Disegnato per incontrare le esigenze dei medici e dei pazienti.</p> <p>Incorpora la tecnologia Magnaffix che offre uno strap regolabile brevettato e tenuto da un sistema di fissaggio magnetico, insieme a celle d'aria che formano una barriera protettiva tra i magneti e la superficie della pelle del paziente.</p>
Composizione del prodotto & materiale usato Test per allergie e caratteristiche particolari	Un multistretch poliuretano, permeabile ad umidità e vapore. Testato per ISO 10993-5:2009 e ISO 10993-10:2009 per biocompatibilità: citotossicità, irritazione e sensibilizzazione.
Dimensioni del prodotto	Lung 380 mm x Larg 200 mm x Alt180 mm
Produttore	Frontier Therapeutics Limited, Newbridge Road Industrial Estate, Blackwood, Caerphilly. NP12 2YN. United Kingdom.
Codice Repertorio Ministero	1372170/R
Classificazione	CE classe I.
Numero di marchio CE	Autocertificazione del fabbricante
Indicazioni per l'uso	<p><b>Precauzioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se è notato il deterioramento delle condizioni della pelle, deve essere cercata una consulenza clinica e, se consigliato, smettere l'utilizzo del prodotto</li> <li>• evitare contatto con oggetti taglienti.</li> <li>• Quando sgonfio tenere lontano da neonati e piccoli bambini</li> <li>• Tenere lontano da animali domestici</li> </ul>

Meccanica di uso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strap regolabile Magnaffix</li> <li>• Pannello di visuale ed ispezione</li> <li>• Etichetta con identità del paziente</li> <li>• Design curvo</li> <li>• Cavità a celle d'aria.</li> <li>• Una brevettata "valvola intelligente" che si chiude quando l'interno del Repose raggiunge gli 0.2 psi-</li> </ul>
Com'è usato	Il prodotto è nella pompa e si gonfia usando la pompa che determina la pressione ecc.
Limitazioni per l'uso	<p><b>Repose non è adatto per:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persone che pesano oltre 139 kg.</li> <li>• Persone con fratture vertebrali instabili.</li> </ul>
Sterilizzazione	Il prodotto è fornito non sterile.
Imballaggio	Il prodotto è dentro la pompa e questa dentro la scatola di cartone. Il prodotto funziona con la pompa.
Etichettatura	L'etichetta esterna contiene tutte le informazioni richieste
Codice prodotto e spedizione	651110101 – Singolo    651110001 – Paio & pompa
Lattice e ftalati	In tutti i prodotti Repose non sono presenti nè lattice nè ftalati.
Luogo di produzione	<p>Frontier Therapeutics Limited, Newbridge Road Industrial Estate, Blackwood, Caerphilly. NP12 2YN. United Kingdom.</p> <p>Numero di telefono: +44 (0) 495235800 Numero di fax: +44(0)495235808</p>
Informazioni di controllo ISO	Prodotto di un accreditato sistema di gestione ISO 13485.
Informazioni di stoccaggio	Può essere conservato a temperatura ambiente
Data di scadenza	Non esiste data di scadenza.

Distributore italiano	BREC Medical Via di Grotte Portella 6/8 Frascati Tel.0694293226
Istruzioni per la pulizia ecc.	<p><b>Pulizia</b> Pulizia frequente (almeno settimanalmente) con sapone e acqua, sciacquare con acqua pulita ed asciugare. La pompa Repose (tubo) può essere pulita allo stesso modo del Foot Protector Plus.</p> <p><b>Disinfezione</b> Contaminazioni visibili (ex. feci/sangue/urina) devono essere rimosse dal prodotto usando sapone e acqua seguite da un risciacquo con acqua tiepida e l'applicazione di un disinfettante fornendo da 1000 a 10000 ppm di cloro disponibile (in base al protocollo locale) seguito da un risciacquo con acqua pulita e asciugare.</p> <p><b>Importante</b> In ogni caso il prodotto deve essere lasciato asciugare dopo essere stato pulito prima di poter essere usato o messo all'interno della pompa Repose.</p>