



SGABELLO DOCCIA BORA

Istruzioni per l'uso
DISPOSITIVO MEDICO

RIF. 812267.B – 812267.G



SIMBOLO APPARSO SULL'ETICHETTA O NEL MANUALE DI ISTRUZIONI

	Indirizzo del produttore		Invito a consultare il manuale d'uso
	Data di fabbricazione		Rispettare le istruzioni di sicurezza
	Numero di lotto		Conformità CE
	Riferimento del prodotto		Dispositivo medico
	Peso massimo dell'utente		

IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle se necessario. Utente: se non si è in grado di leggere o comprendere eventuali avvertenze, precauzioni o istruzioni, contattare il proprio medico o distributore prima di utilizzare questo prodotto, altrimenti potrebbero verificarsi rischi e danni. Consultare il proprio medico o il proprio medico prima di utilizzare qualsiasi dispositivo di assistenza. Lui/lei vi consiglierà e vi informerà sull'uso più appropriato nel vostro caso. Distributore: questo manuale di istruzioni deve essere consegnato agli utenti di questo prodotto.

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

Lo sgabello da doccia Bora è un dispositivo medico. È un ausilio tecnico per il bagno per anziani, persone con mobilità ridotta, disabili, feriti o che perdono facilmente l'equilibrio.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



PRECAUZIONI DI SICUREZZA



La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può comportare il rischio di gravi lesioni.

- Non superare il peso massimo supportato di 100 kg.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano fissati prima dell'uso.
- Assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni di funzionamento.
- Controllare visivamente il prodotto.
- Prima di ogni utilizzo del prodotto, è opportuno controllare le condizioni del sedile.
- Verificare la stabilità dello sgabello prima dell'uso.
- Utilizzare solo su terreno pianeggiante.
- Non chinarsi mai durante l'utilizzo del prodotto.
- In caso di parti danneggiate, rotte, usurate o mancanti, contattare il rivenditore.

- Disimballare con cura ed esaminare il prodotto per assicurarsi che sia completo.
- Prima dell'uso, controllare eventuali segni di danni, come saldature incrinata, vernice scrostata, sedile incrinato o danneggiato o tubo piegato. Se si nota uno di questi problemi, contattarci ed evitare di utilizzare il prodotto.

- Installare e fissare i tubi in alluminio con le manopole fornite (incluse 4 manopole corte grigie e 1 manopola lunga blu per unire i tubi).
- Montare le 4 gambe e regolare lo sgabello all'altezza richiesta.
- Tutti i dispositivi di fissaggio devono essere serrati correttamente e controllati regolarmente.
- Assicurarsi che le dita di bloccaggio sulle estensioni delle gambe siano correttamente innestate.

CURA E MANUTENZIONE



La mancata cura e manutenzione del prodotto può comportare il rischio di gravi lesioni.

- Pulire regolarmente il prodotto con un panno umido e disinfettante. Non utilizzare prodotti abrasivi, detergenti o solventi.
- Asciugare con un panno pulito, morbido e asciutto.
- Lo sgabello deve essere sottoposto a manutenzione completa ogni anno.
- Si consiglia di sottoporre il prodotto a manutenzione almeno una volta all'anno.
- In caso di malfunzionamento, non riparare il prodotto da soli. Rivolgersi a un rivenditore autorizzato.

- Lista di controllo:

Per mantenere il prodotto in buone condizioni, controllare prima di ogni utilizzo e controllare regolarmente quanto segue:

Tipo di controllo	Metodo	Frequenza
Controllo del sedile	Regolazione/Controllo visivo	Prima di ogni utilizzo
Controllo dei dispositivi di fissaggio	Regolazione	Una volta al mese
Controllo dei piedini in gomma	Regolazione/Controllo visivo	Una volta al mese

CAMBIO DI PROPRIETÀ

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato secondo le istruzioni igieniche. Quando trasferisci il tuo prodotto, ricordati di consegnare tutta la documentazione tecnica necessaria al nuovo utente. In precedenza, il prodotto deve essere ispezionato da uno specialista autorizzato.

RICICLAGGIO

Quando il prodotto è diventato inutilizzabile e devi smaltirlo: contatta il tuo rivenditore specializzato. Se desideri effettuare autonomamente il riciclaggio, chiedi alla tua azienda locale di gestione dei rifiuti le linee guida per lo smaltimento.

MAGAZZINAGGIO



La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può portare al deterioramento del prodotto e quindi al rischio di gravi lesioni.

- Non conservare il prodotto per un lungo periodo di tempo vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino a un termosifone) o vicino a una fonte fredda.
- Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.
- Rispettare le condizioni di stoccaggio del prodotto: in un luogo asciutto e temperato
- Proteggere il prodotto dalla polvere e dalla corrosione (ad esempio elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salata).
- Conservare tutte le parti rimosse insieme nello stesso posto (o individuarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti durante il rimontaggio.
- Tutti i componenti devono essere immagazzinati senza alcun carico (non appoggiare oggetti troppo pesanti sugli elementi del prodotto, non incastrare nulla...).

PERIODO DI UTILIZZO

a durata di vita prevista di questo prodotto è di 5 anni in normali condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione per un utente. Oltre questo periodo, il prodotto può essere utilizzato finché è ancora in buone condizioni. Se il dispositivo viene utilizzato in un ambiente multiutente (come una casa di cura o un ospedale), la durata di vita potrebbe essere ridotta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spazio richiesto sul pavimento	Larghezza 43 cm x Profondità 44/49,5 cm
Dimensioni del sedile	Larghezza 48,5 cm x Profondità 33 cm x Altezza 35/53 cm
Peso	1,8 kg
Peso massimo dell'utente	100 chili

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di difetti di fabbricazione, progettazione o fabbricazione. Contattare il distributore da cui è stato acquistato il prodotto nel caso in cui sia necessario presentare un reclamo. I guasti derivanti da danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti da questa garanzia. Contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto per applicare la garanzia.