


<b>MODELLO</b>	<b>SOFT- SKIN</b> (p.p. 299,00 €)	
<b>DOTAZIONE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dispositivo a luce pulsata IPL (Intense Pulsed Light)</li><li>• 1 testina HR per epilazione permanente</li><li>• Occhiali protettivi</li><li>• Alimentatore</li><li>• Manuale d'uso</li><li>• Astuccio di velluto protettivo</li></ul> <b>OPTIONALS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 testina AC per trattamento acne (p.p. 69,00 €)</li><li>• 1 testina SR per ringiovanimento cute (p.p. 69,00 €)</li><li>• 1 skin tone sensor (p.p. 69,00 €)</li></ul>		
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Autonomia lampada 50.000 impulsi</b></li><li>• <b>5 livelli di energia impostabili</b></li><li>• <b>Massima potenza 4,2 J/cm<sup>2</sup></b></li><li>• <b>Area spot 3,1 cm<sup>2</sup></b></li><li>• <b>Filtro UV integrato</b></li><li>• <b>Alimentazione 100-240 V 50/60 Hz</b></li><li>• <b>Indicatore vita residua della testina</b></li><li>• <b>Indicatore corretto contatto tra cute e testina</b></li><li>• <b>Adatto per viso, ascelle, braccia, gambe, zona bikini</b></li></ul> <p>La <b>luce pulsata</b> (Intense Pulsed Light, <b>IPL</b>) è una tecnica che ha permesso di raggiungere risultati importanti nel campo dell'epilazione permanente e della dermatologia, sfruttando l'energia luminosa generata da una sorgente di luce ad alta potenza.</p> <p>L'interazione dell'energia luminosa con i tessuti viene utilizzata per colpire, mediante effetto termico, un determinato bersaglio (cromoforo) quale il follicolo pilifero o il vaso capillare.</p> <p>Questa tecnica si basa sulla fototermolisi selettiva dove l'energia assorbita dal cromoforo si trasforma in calore surriscaldando i peli e lasciando inalterata la zona circostante.</p> <p>Il dispositivo a luce pulsata <b>SOFT-SKIN</b> permette di raggiungere notevoli risultati nel campo dell'epilazione permanente con estrema semplicità d'uso comodamente a casa.</p> <p>Grazie ai cinque livelli di energia impostabili, il dispositivo si adatta ad ogni tipo di cute riducendo notevolmente eventuali arrossamenti e garantendo ottime prestazioni in termini di efficacia. Inoltre l'elevato numero di spot di ciascuna lampada (<b>fino a 50.000 impulsi</b>) assicura una lunga durata per trattamenti completi su tutto il corpo e duraturi nel tempo.</p>		