



## FAUTEUIL DE DOUCHE FORMENTERA

Notice d'utilisation  
DISPOSITIF MEDICAL



## FORMENTERA SHOWER CHAIR

User manual  
MEDICAL DEVICE



## SILLA DE DUCHA FORMENTERA

Manual de instrucciones  
DISPOSITIVO MEDICO



## SEDIA DA DOCCIA FORMENTERA

Manuale di istruzioni  
DISPOSITIVO MEDICO



REF.822007

SYMBOLES FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION

SYMBOLS APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL

SIMBOLOS QUE APARECEN EN LA ETIQUETA Y EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

|                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Adresse du fabricant<br>Manufacturer's address<br>Dirección del fabricante<br>Indirizzo del produttore       |    | Invitation à lire le manuel d'utilisation<br>Invitation to read user manual<br>Invitación a leer el manual de usuario<br>Invito a leggere il manuale d'uso |
|    | Date de fabrication<br>Date of production Fecha de fabricación<br>Data di produzione                         |    | Respecter les consignes de sécurité<br>Follow the safety instructions<br>Respetar las instrucciones de seguridad<br>Seguire le istruzioni di sicurezza     |
|  | Numéro de lot<br>Batch number<br>Número de lote<br>Numero di lotto                                           |  | Conformité CE<br>CE conformity<br>Conformidad CE<br>Conformità CE                                                                                          |
|  | Référence du produit<br>Product reference<br>Referencia del producto<br>Riferimento prodotto                 |  | Dispositif médical<br>Medical Device<br>Dispositivo médico<br>Dispositivo medico                                                                           |
|  | Poids maximum de l'utilisateur<br>Maximum user weight<br>Peso maximo del usuario<br>Peso massimo dell'utente |                                                                                     |                                                                                                                                                            |


## ATTENZIONE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservarle se necessario. Utente: se non si è in grado di leggere o comprendere le avvertenze, le precauzioni o le istruzioni, rivolgersi al proprio medico o al distributore prima di utilizzare il prodotto, per evitare rischi e danni fisici. Prima di utilizzare un dispositivo medico, consultare il medico o l'operatore sanitario. Egli vi consiglierà l'uso più appropriato. Distributore: questo manuale deve essere consegnato agli utenti del prodotto.

## UTILIZZO DEL PRODOTTO

Le sedie da doccia Formentera sono dispositivi tecnici di ausilio per le persone con mobilità ridotta, che consentono loro di fare la doccia senza il rischio di cadere.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



rimovibile



## PRECAUZIONI

La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può comportare il rischio di gravi lesioni.

Non superare il limite di peso massimo di 136 kg.

- Non utilizzare la sedia per doccia su scale o scale mobili.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori e le parti fornite dal produttore.
- Assicurarsi che le manopole siano serrate allo stesso livello e che la maniglia sia fissata saldamente.
- Sedersi sempre sul sedile quando la sedia da doccia è ferma e i freni sono bloccati. L'uso improprio può causare gravi lesioni all'utente e/o danni al telaio della carrozzina e/o alle ruote.

- Prima di utilizzare la sedia da doccia Formentera, assicurarsi che:
- Che la sedia sia assemblata correttamente
- Che tutti i componenti della sedia siano fissati correttamente
- Che la sedia sia priva di qualsiasi difetto estetico
- Assicurarsi che la sedia da doccia sia bloccata prima dell'uso.
- Assicurarsi che tutte le parti (ruote, martinetti, cavi, maniglie, freni, poggiatesta, parapetto, cinghia per i polpacci) siano sicure e in buone condizioni di funzionamento.
- Non effettuare alcuna regolazione del prodotto mentre è in uso.
- Tutte le ruote devono essere sempre a contatto con il suolo.
- Prima dell'uso, verificare il corretto funzionamento dei freni.
- Quando la sedia da doccia è in posizione fissa, i freni devono essere bloccati. Non tentare di spostare il prodotto se i freni sono bloccati.
- Assicurarsi che il sedile sia agganciato in posizione orizzontale prima dell'uso.
- Non utilizzare la sedia senza lo schienale.
- Quando si è seduti, non cercare di raggiungere gli oggetti sporgendosi in avanti.
- Se alcune parti sono danneggiate, rotte o usurate, contattare il distributore.

## ASSEMBLAGGIO

- a) Inserire il telaio dello schienale nel telaio del sedile come illustrato nella fig. 1. Una volta posizionato correttamente, bloccarlo con le manopole a stella.
- b) Installare le quattro ruote e fissarle con le clip a C (vedere immagine 2).
- c) Installare i poggiapiedi estraibili sul telaio del sedile (immagine 3).
- d) Inserire le maniglie di protezione nei tubi dei braccioli (fig. 4).
- e) Inserire il telaio del poggiatesta nel telaio del sedile e bloccarlo con la manopola a triangolo (immagine 5).
- f) Installare il poggiatesta nella struttura ovale del poggiatesta e fissarlo con la manopola a triangolo (figura 6).



Image 1



Image 2



Image 3



Image 4



Image 5



Image 6

## USO

- a) Per regolare la distanza e l'altezza del poggiatesta, sbloccare la manopola triangolare, regolarla e riagganciarla con la rotella.
- b) Per inclinare la sedia all'indietro :
  - Innanzitutto, bloccare tutti i freni di ciascuna ruota per assicurarsi che la sedia da doccia rimanga saldamente in posizione.
  - Quindi premere la leva di inclinazione per inclinare la sedia all'indietro. La sedia da doccia Formentera si inclina da 97° a 125°.
- c) Quando si installa l'utente, sollevare le maniglie di protezione e poi rimetterle nella posizione iniziale.

Lista di controllo :

Per mantenere il prodotto in buone condizioni, controllarlo prima di ogni utilizzo e controllarlo regolarmente come segue:

| Tipo di controllo                      | Metodo      | Frequenza                |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Funzionamento del cilindro             | Regolazione | Una volta alla settimana |
| Stabilità del telaio                   | Regolazione | Una volta al mese        |
| Staffe di montaggio (viti, manopole)   | Regolazione | Una volta alla settimana |
| Controllo dei freni                    | Regolazione | Prima dell'uso           |
| Controllo del parapetto                | Regolazione | Una volta al mese        |
| Controllo dei poggiatesta              | Regolazione | Una volta al mese        |
| Controllo dello schienale              | Regolazione | Una volta al mese        |
| Controllo delle cinghie per i polpacci | Regolazione | Una volta al mese        |

## CURA E MANUTENZIONE



La mancata cura e il mancato controllo del prodotto possono comportare il rischio di gravi lesioni.

- Pulire regolarmente il prodotto con acqua calda e un panno morbido. Non utilizzare prodotti abrasivi, detersivi o solventi.
- Asciugare con un panno morbido pulito e asciutto.
- Assicurarsi che non vi siano accumuli di sporcizia o detriti intorno all'assale, ai freni o alle ruote.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti fenolo o cloro, poiché potrebbero danneggiare i materiali in alluminio e poliammide.
- Lubrificare le ruote con un po' d'olio se cigolano.
- Controllare periodicamente l'usura e la resistenza di tutte le viti e i bulloni. Sostituire immediatamente tutte le parti rotte, danneggiate o usurate.
- Controllare che i freni funzionino prima di ogni utilizzo.
- In caso di malfunzionamento, non riparare il prodotto da soli. Rivolgersi a un distributore autorizzato.

## CAMBIO DI PROPRIETÀ

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato secondo le istruzioni igieniche. Quando si trasferisce il rollator, ricordarsi di consegnare al nuovo utilizzatore tutta la documentazione tecnica necessaria. Il prodotto deve essere preventivamente ispezionato da uno specialista autorizzato.

## RICICLO

Quando il prodotto è diventato inutilizzabile e si deve buttare via: contattare il rivenditore specializzato. Se si desidera riciclare il prodotto da soli, rivolgersi all'azienda locale di smaltimento rifiuti per conoscere le linee guida per lo smaltimento.

## IMMAGAZZINAMENTO



La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può causare il deterioramento del prodotto e quindi il rischio di gravi lesioni.

Non conservare il prodotto per un periodo prolungato vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino a un radiatore) o vicino a una fonte di freddo.  
Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.

Rispettare le condizioni di stoccaggio e stivaggio dei prodotti.

- In un luogo asciutto e temperato
- Proteggete il vostro prodotto imballandolo dalla polvere, dalla corrosione (ad es. elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salata).
- Conservare tutte le parti smontate insieme nello stesso posto (o localizzarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti al momento del rimontaggio.
- Tutti i componenti devono essere conservati senza alcun carico (non collocare oggetti troppo pesanti sugli elementi del prodotto, non incastrare nulla...).

## SPECIFICHE TECNICHE

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dimensioni complessive    | Larghezza 55,5 x profondità 101 cm                              |
| Altezza regolabile        | Da 118 a 123 cm                                                 |
| Larghezza del sedile      | Larghezza 43,5 cm x profondità 43,5 cm x altezza 55,5 - 60,6 cm |
| Larghezza tra i braccioli | 54 cm                                                           |
| Struttura                 | Alluminio resistente alla corrosione                            |
| Peso                      | 14.5 kg                                                         |
| Diametro della ruota      | 12.5 cm                                                         |
| Carico massimo            | 136 kg                                                          |

## PERIODO DI UTILIZZO

L'aspettativa di vita di questo prodotto è di 3 anni in condizioni normali di utilizzo, sicurezza e manutenzione. Oltre questo periodo, il prodotto può essere utilizzato finché è in buone condizioni.

## GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di un difetto di fabbricazione, progettazione o materiale. Contattare il distributore presso il quale è stato acquistato il prodotto in caso di reclamo. I guasti dovuti a danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti dalla presente garanzia. Per l'applicazione della garanzia, rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.



Identités – ZA Pole 49  
Bd de la Chanterie  
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU



Poids maximum autorisé 136 kg  
Maximum weight authorized 136 kg  
Peso máximo permitido 136 kg

