

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEMA TECNICA</p> <p>DEAMBULATORE PIEGHEVOLE ARTICOLATO</p>	<p>Rev 00</p> <p>Gennaio 2009</p>
--	---	-----------------------------------

Codice	RA-215110-PA
Colore	Satinato

Descrizione ed indicazioni

Deambulatore pieghevole regolabile ad 8 differenti livelli di altezza. Doppio sistema di bloccaggio con clip. Ausilio per la deambulazione.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti

Materiali componenti

Impugnatura	Polipropilene
Struttura	Alluminio anodizzato
Barra stabilizzatrice	Acciaio
Puntali	Gomma antiscivolo

Dati tecnici

Regolazione in altezza	da 76 a 94 cm
Diametro dell'impugnatura	35 mm
Altezza utilizzatore	da 135 a 200 cm
Peso	2,5 kg
Area di appoggio	44 x 55 cm
Portata	100 kg

Pulizia

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione 2 pezzi

Codice ISO 12.06.03.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130

Garanzia 24 mesi per difetti di produzione

Ricambi

RA-215900 Puntale in gomma

Codice CND **Y120603**
N. Repertorio **97532**

Produttore **INTERMED srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE