



A200

Libertà di movimento

Con A200 spostarsi non rappresenta più un problema, che sia la visita agli amici, la gita o andare al ristorante dietro l'angolo. Con una larghezza telaio di soli 59 cm A200 è in grado di passare anche dalla porte più strette. E' una carrozzina che si può smontare velocemente, inoltre è particolarmente compatta e leggera.

In questo modo l'utente acquisisce maggiore autonomia e libertà di movimento durante lo svolgimento di tutte le attività quotidiane.


Personalizzabile

Per personalizzare A200 si possono utilizzare gli stessi componenti e lo stesso sistema di seduta opzionale regolabile presente nelle carrozzine B500, B600 e C1000DS. Questo ottimizza la logistica e la gestione dei ricambi.

La personalizzazione è completata da un'ampia gamma di accessori, come ad esempio la possibilità di montare il poggiatesta, le pedane in alluminio regolabili in inclinazione ed elevabili manualmente.

A200 può anche essere smontata in più parti facilmente trasportabili in pochi semplici passaggi. E' così compatta che può essere caricata anche nel baule di auto molto piccole. L'elettronica è contenuta in un'apposita scatola di dimensioni relativamente ridotte.







A200



Comprovato dispositivo di blocco motori e set di batterie con appositi cassetti




Elettronica VR2-



Caricata completamente nel baule di una Smart







Opzioni

Aste per la regolazione della basculazione

- Basculazione manuale fino a 20°



Dispositivo salicordoli

- Altezza max superabile 10 cm



A200

Caratteristiche del prodotto

- Personalizzabile
- Semplice da smontare in più parti
- Larghezza complessiva del telaio della carrozzina 59 cm
- La riparazione e l'assistenza sono di semplice gestione grazie alla struttura modulare
- Inclinazione sedile 0°, 3°, 6°
- Batterie al gel da 31 Ah
- Pneumatici antiforatura (pieni)
- Supporto joystick parallelo swing away, disponibile in opzione

argento metallizzato

Dati tecnici

Velocità massima (optional)	6,0 km/h
Capacità della batteria	31 Ah (C20)
Autonomia della batteria ca.	20 km
Tempo di carica	ca. 12 h
Elettronica di comando	VR2
Peso della carrozzina	66 kg
Portata max.	100 kg
Capacità di superamento ostacoli (optional)	5 cm (10 cm)
Pendenza massima superabile	12 %
Larghezza complessiva	59 cm
Profondità con pedane incluse	100 cm
Raggio di sterzata	70 cm
Altezza sedile (senza cuscino)	43 cm/48 cm
Larghezza sedile	38 ÷ 42 cm/43 ÷ 48 cm
Profondità sedile	38 ÷ 46 cm/42 ÷ 50 cm
Inclinazione sedile	0°/3°/6°
Reclinazione schienale Basculazione sedile	-9°/1°/11°/21° oppure 0°/10°/20°/30° 20° manuale
Altezza braccioli	24 ÷ 36 cm
Lunghezza gambe	25 ÷ 44 cm (54 cm con sedile Contour)
Colore telaio	argento metallizzato

Ulteriori opzioni sono indicate nella scheda d'ordine

