


☒ Prodotto base	☒ Dati obbligatori	☒ Informazioni necessarie per l'opzione
☒ Configurazione standard	☐ Opzione senza sovrapprezzo	☐ Opzione con sovrapprezzo

☒ FXAXZ010 € 5.220,00	TIGA FX A70
☒ XA070	Telaio aperto




Portata massima utente 125kg

☒ XW010	Disegno CAD per l'approvazione	CAD
---	--------------------------------	-----



MISURE FONDAMENTALI DEL TELAIO

- | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|---|
| ☒ | XY010 | Larghezza seduta (da interno spondina a interno spondina) | <input type="text" value="360"/> mm
(Max - 460mm)
(Min - 250mm) |
| ☒ | XY020 | Profondità seduta | <input type="text" value="40"/> mm
(Max - 460mm)
(Min - 250mm) |
| ☒ | XY030 | Profondità supplementare della seduta
(fornisce un supporto aggiuntivo alle gambe e possibilità di appoggio ed impugnatura per le mani durante un trasferimento) | <input type="text" value="20"/> mm |
| ☒ | XY050 | Altezza telaio anteriore | <input type="text" value="580"/> mm
(Max - 550mm)
(Min - 480mm) |
| ☒ | XY060 | Altezza telaio posteriore | <input type="text" value="420"/> mm
(Max - 550mm)
(Min - 360mm) |
| ☒ | XY070 | Lunghezza telaio | <input type="text" value="550"/> mm
(Min XY020 + XY030 + 110mm) |
| ☐ | XA020 | Profondità della seduta ergonomica (standard = 120 mm) | <input type="text" value="NO ERGO SEAT"/> |




TELAIO ANTERIORE E PEDANA

☒ XY080 Larghezza seduta anteriore
(telaio anteriore rientrante)

☒ 260 mm
TAPER


☐ Dimensioni ottimizzate
(XY010 - 100 mm)



Informazioni e dimensioni pedana (vedere bene il disegno e scegliere un'opzione sola)

☒ XY100 Altezza pedana anteriore
(minimo 60 mm)
ROUND

60 80 100 120
☒ 90 mm
Altezza personalizzata




Dimensione ruote anteriori	Max. altezza realizzabile	con XB200 (vedi sotto)
3"	115mm	165mm
4"	125mm	175mm
5"	135mm	185mm

☐ XB200 HIGH LEVEL RISER
Pedana con sistema per aumentare l'altezza massima da terra dell'appoggia piedi mediante distanziatori
(solo con FXAXB110)
€ 137,00

☐ XY100 Altezza pedana anteriore
(il disegno squadrato permette un posizionamento più alto) (minimo 60 mm)
SQUARE

60 80 100 120
☐ mm
Altezza personalizzata



Dimensione ruote anteriori	Max. altezza realizzabile	con XB200 (vedi sotto)
3"	135mm	185mm
4"	145mm	195mm
5"	155mm	205mm

☐ XB200 HIGH LEVEL RISER
Pedana con sistema per aumentare l'altezza massima da terra dell'appoggia piedi mediante distanziatori
(solo con FXAXB110)
€ 137,00

Dimensioni personalizzate della pedana

Altezza pedana posteriore


☒ RH

☐ Dimensioni ottimizzate
(standard = altezza pedana - 20 mm)

Lunghezza pedana

☒ FL

☐ Dimensioni ottimizzate
(standard = 100 mm)



Pedane e rivestimento (scegliere un'opzione sola)

☐ FXAXB110 Pedana fissa in fibra di carbonio saldata al telaio
(fornita con un distanziatore per fornire una regolazione di 20 mm verso l'alto)
WELDED / CARBON PLATE

☐ XB160 Rivestimento antiscivolo applicato su qualsiasi pedana
€ 36,00
GRIP TAPE

☒ FXAXB120 Pedana unica regolabile in altezza ed angolazione con appoggia piedi in alluminio
HT & ANGLE ADJ.

SPONDINE E BRACCIOLI

In alluminio

- ☐ XE080 Spondine in alluminio estraibili
€ 395,00 LIFT OUT ALUMINIUM
- ☐ FXAXE130 Spondine in alluminio abbattibili verso l'interno
€ 343,00 FOLD FLAT ALUMINIUM

In carbonio

- ☐ XE100 Spondine in fibra di carbonio estraibili
€ 536,00 LIFT OUT CARBON
- ☐ FXAXE150 Spondine in fibra di carbonio abbattibili verso l'interno
€ 555,00

In plastica (ABS)

- ☐ XE120 Spondine in plastica estraibili
€ 257,00 LIFT OUT ABS
- ☐ FXAXE170 Spondine in plastica abbattibili all'interno
€ 343,00 FOLD FLAT ABS

Braccioli

- ☐ XF010 Bracciolo ad altezza fissa, estraibile, con spondina in plastica (indicare l'altezza)
- ☐ XF020 Bracciolo ad altezza fissa, estraibile, con spondina in alluminio (indicare l'altezza)

Altezza (Distanza tra la parte superiore del tubo del sedile e la parte superiore del bracciolo)

mm

Dimensioni ottimizzate

- ☐ Spondina 25 mm al di sopra della ruota (la forma segue il profilo della ruota - standard senza opzioni selezionate)
- ☐ Spondina al di sopra della ruota ad altezza personalizzata (la forma segue il profilo della ruota)
- ☐ Spondina a filo della ruota (la forma segue il profilo della ruota) LEVEL

Dimensioni Individuali

Lunghezza spondina
LENGTH
 mm

Altezza spondina
HEIGHT
 mm

In alluminio

- ☐ XE090 Spondine in alluminio con bordo avvolgente, estraibili LIFT OUT ALUMINIUM FENDER
€ 428,00
- ☐ FXAXE140 Spondine in alluminio con bordo avvolgente, abbattibili verso l'interno
€ 376,00 FOLD FLAT ALUMINIUM FENDER

In carbonio

- ☐ XE110 Spondine in fibra di carbonio con bordo avvolgente, estraibili LIFT OUT CARBON FENDER
€ 623,00
- ☒ FXAXE160 Spondine in fibra di carbonio con bordo avvolgente, abbattibili verso l'interno
€ 675,00 FOLD FLAT CARBON FENDER

Dimensioni ottimizzate

Bordo della spondina al di sopra della ruota ad altezza personalizzata

mm

☒ Distanza ottimizzata 10 mm sopra lo pneumatico (standard se non indicato)

Dimensioni Individuali

☐ Bordo della spondina sino al centro dello pneumatico (standard se non indicato) CENTRE

☒ Bordo della spondina sino al bordo esterno dello pneumatico OUTSIDE

Scegliere le dimensioni ottimizzate o quelle individuali

Scegliere le dimensioni ottimizzate o quelle individuali

RUOTE ANTERIORI, FORCELLE E FRENI

- ☐ XC150 Ruote anteriori da 3x1,4" Frog Legs con cerchio in alluminio FROG LEG
€ 124,00 (mozzo grigio e copertone nero)

da 4"

- XC060 Ruote anteriori da 4x1,3" in gomma morbida nera SOFT ROLL

- ☐ XC110 Ruote anteriori da 4x1" Frog legs con cerchio in alluminio FROG LEG
€ 124,00 (mozzo grigio e copertone nero)

- ☒ XC130 Ruote anteriori da 4x1,4" Frog Legs con cerchio in alluminio FROG LEG
€ 124,00 Scegliere qui sotto l'opzione colore per mozzo e copertone (solo per ruote anteriori XC130):

- | | | | |
|--|--|---|---|
| ☒ Mozzo argento e copertone nero
(standard senza opzioni selezionate) | ☐ Mozzo nero e copertone blu
BLK / BLUE | ☐ Mozzo viola e copertone nero
PURPLE / BLK | ☐ Mozzo grigio e copertone blu
SILVER / BLUE |
| ☐ Mozzo nero e copertone nero
BLK / BLK | ☐ Mozzo rosso e copertone nero
RED / BLK | ☐ Mozzo dorato e copertone nero
GOLD / BLK | ☐ Mozzo grigio e copertone rosso
SILVER / RED |
| ☐ Mozzo nero e copertone rosso
BLK / RED | ☐ Mozzo blu e copertone nero
BLUE / BLK | ☐ Mozzo verde e copertone nero
GREEN / BLK | |

da 5"


- ☐ XC070 Ruote anteriori da 5x1,3" in gomma morbida nera SOFT ROLL
- ☐ XC100 Ruote anteriori da 5" pneumatiche con cerchio in alluminio PNEUMATIC
€ 139,00
- ☐ XC120 Ruote anteriori da 5x1" Frog Legs con cerchio in alluminio FROG LEG
€ 124,00 (mozzo grigio e copertone nero)
- ☐ XC140 Ruote anteriori da 5x1,4" Frog Legs con cerchio in alluminio FROG LEG
€ 124,00 (mozzo grigio e copertone nero)

Forcelle ruote anteriori

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ XC190 Forcelle low ride
(standard senza opzioni selezionate)
LOW RIDE | ☐ XC210 Forcelle Frog Legs con sospensioni
€ 450,00
SUSPENSION | ☐ XC220 Forcelle Frog Legs ad un solo braccio
€ 129,00
SINGLE SIDED |
| ☐ Nero BLK ☒ Argento SILVER | ☐ Nero BLK ☐ Argento SILVER | ☐ Nero BLK ☐ Argento SILVER |

Larghezza tra i perni delle ruote anteriori

- ☒ XY330 Distanza tra i due perni delle ruote anteriori
(XY010 più 70 mm) CPW



MINIIZZATA

Freni a forbice

- ☐ XD020 Freni a forbice applicati sotto la seduta
SCISSOR
- ☐ XD040 Freni a forbice con leve traforate
€ 39,00 SCISSOR DRILLED
- ☒ XD030 Freni a forbice compatti
€ 185,00 COMPACT
- ☐ XD035 Freni a forbice compatti con piastra di aggancio
€ 185,00 superleggera
(solo con centro di gravità fisso) COMPACT L/W FIX

Altri freni

- ☐ XD050 Freni a spinta
PUSH TO LOCK
- ☐ XD010 Senza freni
OMIT BRAKES

SCHIENALE


(Indicare lo schienale: fisso o regolabile (scegliere un'opzione sola))

☐ XY230 Schienale ad altezza fissa

(Indicare l'altezza fissa dello schienale)

330 mm

B/REST HT FIXED




☐ XY245 Schienale ad altezza regolabile
€ 129,00
(Indicare l'altezza minima dello schienale)

mm

(Regolazione fino a 50 mm verso l'alto)

B/REST HT ADJ



Tipo di Schienale


☒ FXAXG060 Schienale pieghevole con sistema di chiusura Q Lock

Posizionamento ergonomico posteriore (scegliere un'opzione sola)

XY360 Angolo schienale

☒ -5 ☐ -3 ☒ 0 ☐ +3 ☐ +5

Angolo personalizzato ☐ Gradi
(massimo -7/+7 gradi)




☐ XG100 Schienale ergonomico
€ 78,00
Altezza del tubo verticale (minimo 250 mm)

mm

ERGO B/REST
Reclinazione del tubo all'indietro

mm




Posizionamento ergonomico laterale (scegliere un'opzione sola)

☐ XG110 Schienale svasato verso l'interno
(al di sopra delle spondine)

Larghezza mm


TAPER



☐ XG120 Schienale svasato verso l'esterno
(al di sopra delle spondine)

Larghezza mm

FLARE






Maniglie di spinta

☐ XG070 Maniglie di spinta avvitate
€ 152,00
(non con schienale regolabile in altezza XY245)
SCREW IN P. HANDLES

☒ XG080 Maniglie di spinta pieghevoli
€ 293,00
(non con schienale regolabile in altezza XY245)
FLIP DOWN P. HANDLES

☐ XG085 Maniglie di spinta pieghevoli regolabili in altezza
€ 256,00
(non con schienale regolabile in altezza XY245)
FLIP DOWN P. HANDLES - HT ADJ

CENTRO DI GRAVITÀ	
☐ XH110 Piastra regolabile del centro di gravità montata su telaio squadrato (25 - 150 mm) (Larghezza massima della seduta 500 mm) ADJ SQUARE BACK  XH110  mm	☒ FXAXH090 Piastra fissa del centro di gravità integrata nel telaio a V (25 - 125 mm) FIXED C.O.G  FXAXH090  mm
☒ XH120 Piastra regolabile del centro di gravità montata su telaio arrotondato (60 - 150 mm) ADJ ROUND BACK  XH120  115 mm	
Campanatura	
☒ XY390 Angolo campanatura (in gradi)  0 1 2 3 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☒ XY390 Angolo campanatura (in gradi)  0 1 2 3 5 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
Opzioni asse ruote posteriori	
☐ XH030 Asse delle ruote posteriori con sospensioni Frog Legs SUSPENSION € 652,00 ☐ XH040 Asse saldato delle ruote posteriori per handbike HANDBIKE WELDED € 271,00 Angolo campanatura (in gradi) (campanatura per handbike)  0 5 ☐ ☐ Altezza ruote anteriori da terra per montaggio handbike (standard 30 mm se non indicato)  30 50 ☐ ☐	☐ XH040 Asse saldato delle ruote posteriori per handbike HANDBIKE WELDED € 271,00 Angolo campanatura (in gradi) (campanatura per handbike)  0 5 ☐ ☐ Altezza ruote anteriori da terra per montaggio handbike (standard 30 mm se non indicato)  30 50 ☐ ☐
Ruotine antiribaltamento	
☐ XJ010 Ruotina antiribaltamento swing away sinistra (solo con telaio posteriore squadrato) (non con XH040) SWINGAWAY A/TIP LEFT € 139,00	☒ XJ020 Ruotina antiribaltamento swing away destra (solo con telaio posteriore squadrato) (non con XH040) SWINGAWAY A/TIP RIGHT € 139,00

RUOTE POSTERIORI




☒ XY420 Ruote da 24"

☐ XY430 Ruota da 25"


☐ XY440 Ruota da 25"

Distanza tra la ruota posteriore e la parte esterna della spondina

☒ XY460 Distanza tra la ruota posteriore e la parte esterna della spondina



mm



- ☐ XK010 Ruote Sun Fusion a 16 raggi
- ☒ XK050 Ruote Spinerger LX a 12 raggi
(scegliere il colore nella tabella sotto)
€ 679,00
- ☐ XK210 Ruote Topolino in fibra di carbonio con dettagli rossi
€ 1.356,00 (solo da 24" e 25")

- ☐ XK320 Ruote Spinerger XLX a 12 raggi incrociati
€ 715,00 (scegliere il colore nella tabella sotto)
- ☐ XK070 Ruote Spinerger BLXL a 18 raggi a sezione piatta, montaggio del corrimano a rivetto
€ 715,00 (scegliere il colore qui sotto)

Colore ruote Spinerger



- | | |
|---|--|
| ☐ Raggi neri / Mozzo argento BLACK | ☐ Raggi bianchi / Mozzo nero WHITE |
| ☐ Raggi rossi / Mozzo nero RED | ☐ Raggi blu / Mozzo nero BLUE |
| ☐ Raggi gialli / Mozzo nero YELLOW | ☐ Raggi verdi / Mozzo nero GREEN |
| ☐ Raggi rosa / Mozzo nero PINK | ☐ Raggi arancioni / Mozzo nero ORANGE |

- ☒ XK180 Raggi di colore personalizzato per ruote Spinerger (specificare sotto i colori)

Colore dei raggi interni INSIDE
Colore dei raggi esterni OUTSIDE

BIANCHI
BIANCHI

Note: fornire foto per ulteriori personalizzazioni

- ☐ XK190 Mozzo nero con raggi neri per ruote Spinerger
€ 83,00 BLACK HUB / BLACK SPOKES

- ☒ XK200 Mozzo argento con raggi colorati per ruote Spinerger SILVER HUB / COLOURED SPOKES
€ 83,00

- ☐ XK040 Senza ruote
-€ 194,00



(specificare il tipo di ruote, la dimensione ed i copertoni che verranno montati successivamente sulla carrozzina)

Indicare la larghezza dei corrimani

- ☒ XY470 Corrimani montati vicino NARROW
(standard senza opzioni selezionate)

- ☐ XY480 Corrimani montati larghi WIDE

Indicare il tipo di alette

- ☐ XL010 in alluminio anodizzato a 6 alette
(standard senza opzioni selezionate) HARD ANO
- ☒ XL030 Surge LT a 6 alette
€ 330,00
- ☐ XL020 tetragrip a 6 alette
€ 277,00
- ☐ XL100 paragrip a 6 alette
€ 277,00

- ☐ XL040 in titanio a 6 alette
€ 234,00 TITANIUM
- ☐ XL050 in acciaio a 6 alette
€ 129,00 STAINLESS STEEL
- ☐ XL090 con alette rifilate
€ 99,00 (solo per corrimani montati vicino)
REMOVE EXCESS

Indicare il tipo di pneumatico

- ☐ XM010 Kenda ad alta pressione KENDA
- ☐ XM130 Kenda nero
€ 18,00 KENDA BLACK
- ☒ XM020 Schwalbe Marathon Plus MARATHON PLUS
€ 97,00
- ☐ XM040 Shox pieno solo in colore nero
€ 109,00 (solo da 24" e 25") SHOX



☐ Grigio (standard senza opzioni selezionate)

☐ Blu

☐ Rosso

- ☐ XM060 Schwalbe One SCHWALBE ONE
€ 92,00 (solo da 24" e 25")
- ☐ XM050 Kenda K885 Mountain bike
€ 26,00 (solo da 24" e 25")

Indicare il tipo di valvola

- ☒ XY500 Valvola Schraeder per camera d'aria
(standard senza opzioni selezionate)

- ☐ XY490 Valvola Presta per camera d'aria

Indicare il tipo di perni

- ☐ XK220 Perni ad estrazione rapida in titanio (paio)
€ 111,00 TITANIUM PINS
- ☐ XK240 Perni ad estrazione rapida per tetraplegici (paio)
€ 152,00 QUAD RELEASE AXLE NUT
- ☐ XK250 Copripaghi in policarbonato trasparente (paio)
€ 120,00 SPOKEGUARDS

- ☐ XK300 Ruote offroad da 22" complete di corrimani, copertoni mountain bike e perni (paio)
€ 630,00 (per sostituire la ruota da 24" con Kenda ad alta pressione)
- ☐ XK310 Ruote offroad da 24" complete di corrimani, copertoni mountain bike e perni (paio)
€ 630,00 (per sostituire la ruota da 25" con Kenda ad alta pressione)

RIFINITURE

- ☐ XN010 Telaio verniciato a polvere
(fare riferimento alla tabella colori RGK)

Specificare codice colore

104

- ☐ FXAXN030 Colore telaio brushed BRUSHED
€ 203,00 (trattamento a spazzola)

- ☐ FXAXN050 Colore telaio polished POLISHED
€ 646,00 (trattamento a lucido)

- ☐ XN150 Rifiniture verniciate a polvere
(pedana, asse ruote posteriori e spondine)
(standard in nero se non indicato)

Specificare codice colore

- ☐ XN160 Rifiniture in colore brushed (trattamento a spazzola)
€ 80,00 (pedana, asse ruote posteriori e spondine) BRUSHED

- ☐ XN170 Rifiniture in colore polished (trattamento a lucido)
€ 159,00 (pedana, asse ruote posteriori e spondine) POLISHED

- ☐ Dettagli in colore nero
ACCENT BLACK
☐ Dettagli in colore rosso
ACCENT RED
☐ Dettagli in colore porpora
ACCENT BLUE

- ☒ Dettagli in colore argento
ACCENT SILVER
☐ Dettagli in colore blu
ACCENT BLUE

TELI

- ☐ XP040 Telo seduta a tensione regolabile con fasce
(standard se non indicato)
STRAP ADJ

- ☒ XR050 Sedile rigido in fibra di carbonio (al posto del
telo seduta)
€ 329,00 CARBON SEAT PLATE

- ☒ XP050 Telo schienale Airtech a tensione regolabile con fasce
(standard se non indicato) SABU AIRTECH

- ☐ XP060 Rivestimento in pelle dello schienale
€ 338,00 FULL LEATHER UPH

Pelle colore nero
(standard se non indicato)
BLACK

☐ Pelle colore rosso
RED

☐ Pelle colore grigio
GREY

- ☐ XP070 Rivestimento in pelle per bordi laterali dello schienale
(non con maniglie di spinta pieghevoli XG080)
€ 117,00 LEATHER CORNERS
Pelle colore nero
(standard se non indicato)
BLACK

☐ Pelle colore rosso
RED

☐ Pelle colore grigio
GREY

☒ Grigio (standard se non indicato)
SILVER

☐ Nero
BLACK

☐ Blu
BLUE

☐ Rosso
RED

☐ Azzurro
LIGHT BLUE

☐ Porpora
PURPLE

☐ Grigio (standard se non indicato)
SILVER

☐ Nero
BLACK

☐ Blu
BLUE

☐ Rosso
RED

☐ Azzurro
LIGHT BLUE

☐ Porpora
PURPLE

- ☐ XP110 Telo completo di tasca con cerniera
€ 87,00 ZIP POCKET

- ☒ XP170 Telo schienale con ricamo personalizzato
€ 133,00 (si prega di fornire il file in formato .jpeg e la
posizione desiderata per il ricamo)
B/REST EMBROIDERY

SI ALLEGA FOTO