



# Q50 R<sup>®</sup> Carbon


Scoprite la Gioia di Viaggiare Leggeri



# Q50 R CARBON

Una delle Carrozze Elettroniche Pieghevoli più Leggere del Mondo in Fibra di Carbonio

**Prossima fermata, destinazione da sogno.** Scoprite la gioia di viaggiare con una delle **carrozze elettroniche pieghevoli più leggere del mercato, in fibra di carbonio**. 14,5 kg (senza batteria) e un meccanismo di chiusura super scorrevole: non dovrete nemmeno rimuovere la batteria. Grazie al suo sistema di chiusura e alle dimensioni così ridotte una volta piegata, sollevarla e riporla è davvero facilissimo. Il comando nVR2 con motori Brushless, uno dei migliori al mondo, consente di manovrare con precisione in spazi ristretti.



1. Allentare la clip dietro la carrozzina

2. Ribaltare la pedana

3. Spingere lo schienale verso il basso

comando n. **1** sul mercato  
(P&G)

**2** batterie per doppia  
distanza

chiusura in **3** passi

**14,5** kg di peso per  
il trasporto\*

\*senza batterie



**BATTERIA DOPPIA - NON SI ESAURISCE MAI**

Temete che la batteria non riesca a percorrere la stessa distanza che avete in mente di percorrere voi? Non preoccupatevi!

Grazie al vano batteria integrato, potrete **portare con voi una seconda batteria** per sostituire quella scarica in caso di bisogno. La vostra Q50 R Carbon continuerà a viaggiare per l'incredibile distanza di... **24 km!**

## LEggerissima, MA STABILE

Il nostro obiettivo è quello di fornire carrozzine costruite in modo solido e con prestazioni di guida tali che gli altri produttori non possano eguagliarle. Q50 R Carbon utilizza carbonio e magnesio: i materiali più leggeri ma anche i più resistenti, e questo si traduce in una carrozzina dal peso molto ridotto ma dalle prestazioni eccezionali.



### COLORI

Stilosissima! Con l'elegante telaio in fibra di carbonio, Q50 R Carbon attira tutti gli sguardi. e si distingue ancora di più grazie alla possibilità di scegliere tra **5 colori per i particolari!**



### COMANDO

Grazie alle sue dimensioni ridotte, le piccole ruote direzionali e il diametro del cerchio di rotazione così stretto, Q50 R Carbon è una vera meraviglia salva-spazio: non solo facile da riporre una volta piegata, ma anche super manovrabile in spazi ristretti. Il comando nVR2 con motori Brushless by Curtiss-Wright Corporation, leader nel mondo, **è intuitivo da azionare e consente un controllo molto preciso** anche in situazioni difficili.



### LUCE DELLO STOP

Quando si tratta di **protezione e visibilità** al buio, la luce dello stop, che illumina in modo incredibilmente luminoso ed elegante il marchio QUICKIE, è imbattibile.



### DIAMETRO DEL CERCHIO DI ROTAZIONE

Q50 R Carbon ha un diametro del cerchio di rotazione di soli 800 mm, **l'ideale per spazi stretti** senza dover ricorrere a complicate manovre.

## Q50 R Carbon

## Dati Tecnici\*

Portata massima	136 kg
Dimensioni (lung. x larg. x alt.)	923 mm x 570 mm x 928 mm
Dimensioni piegata (lung. x larg. x alt.)	370 mm x 570 mm x 767 mm
Autonomia	12 km [con una batteria] 24 km con la batteria addizionale opzionale
Profondità della seduta	420 mm
Larghezza della seduta	440 mm
Altezza dello schienale	464 mm
Ruote	Diametro ruote anteriori 165 mm / Diametro ruote posteriori 210 mm
Velocità massima	6 km/h
Batterie	24V/10Ah (batteria al litio, con vano per batteria opzionale)
Elettronica	Comando nVR2 by Curtiss-Wright Corporation
Motori	Motori Brushless ad alta efficienza 250W
Superamento ostacoli	40 mm
Trasporto senza utente	Fissare la carrozzina in modo sicuro su un veicolo (ad esempio automobile o aeroplano)
Destinazione e condizioni d'uso	Per persone dotate di mobilità limitata, per utilizzo in interni e in esterni. Carrozzina classe A.

\* I dati potrebbero variare in base alle opzioni scelte.