

Codice senza coperchio	RA-210106	RA-210110	RA-210114
Codice con coperchio	RA-210106C	RA-210110C	RA-210114C
Altezza della seduta	cm 6	cm 10	cm 14

Descrizione ed indicazioni

Alzawater in polietilene con due staffe di fissaggio laterali. Applicazione semplice e massima stabilità. Dispositivo adatto alla maggior parte delle toilette. Disponibile con o senza coperchio nelle altezze 6, 10 e 14 cm.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Materiali componenti

Seduta **polietilene**

Caratteristiche

Forma particolarmente disegnata per consentire l'uso del bidet
Fissaggi laterali a vite per un facile posizionamento
Superficie inferiore del dispositivo sagomata per ottenere maggiore stabilità
Saldature a tenuta stagna

Dato tecnici

Dimensioni esterne **40,5 x 36,5 cm**
Dimensioni del foro **26 x 20 cm**
Portata **200 kg**

Pulizia

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
Il dispositivo può essere immerso completamente in acqua ovvero sanificato in autoclave, senza staffe di bloccaggio, alla temperatura di 85° per un minuto.

Conservazione

Conservare al riparo da fonti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione 1 pezzo

Codice CND: Y091215
Progressivo di registrazione: 97743

Ricambi

RA-210100 Staffe di bloccaggio per alzawater con fissaggi laterali

Garanzia 12 mesi per difetti di fabbricazione

Produttore **INTERMED srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE