

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 22.06.2012	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RS944	Sedia comoda per doccia basculante
--------------	---

Destinazione d'uso

Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Sedia per doccia e WC basculante leggera e versatile. Struttura interamente in alluminio verniciato. Sedile e schienale in PU nero. Poggiatesta in PU regolabile in altezza e inclinazione. Seduta estraibile con WC, apertura centrale per consentire l'utilizzo del secchio e tappo. Braccioli ribaltabili in PU nero. Pedane girevoli, estraibili, regolabili in lunghezza con poggiapiedi. L'inclinazione della seduta può essere variata tra 5° anteriormente e 25° posteriormente.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	40539
Codice di classificazione CND	Y091203
Codice nomenclatore	09.12.03.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	125 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
Massima inclinazione anteriore	5°
Massima inclinazione posteriore	25°

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Seduta	Poliuretano

<i>DIMENSIONI</i>	
<i>Seduta</i>	<i>45 x 42 Cm</i>
<i>Ingombro massimo</i>	<i>56 Cm</i>
<i>Peso</i>	<i>14,5</i>
<i>Diametro ruote</i>	<i>12 Cm. Posteriori con freno</i>
<i>Altezza schienale</i>	<i>46 Cm</i>