

**SEDIA PER DOCCIA
PIEGHEVOLE**

Codice

AB-22

Descrizione ed indicazioni

Sedia per doccia pieghevole regolabile in altezza. Ausilio per la cura e l'igiene personale.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Caratteristiche

Seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua ed impugnature laterali.
Schienale pieghevole.
Regolazione in altezza a tre diversi livelli.
Puntali in gomma antiscivolo.
Materiali resistenti alla corrosione.

Materiali componenti

Struttura: alluminio anodizzato
Seduta e schienale: polietilene
Puntali: gomma antiscivolo

Dati tecnici

Dimensioni seduta: **50 x 30 cm**
Regolazione in altezza: **42-46 cm**
Peso: **2,5 kg**
Portata: **120 kg**



Pulizia

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
Disinfettare con normali prodotti a base alcolica.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione 1 pezzo

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: Y093303

Progressivo di registrazione: 334936

Produttore INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE