

Sedia Comoda per Doccia Wave-2 con ruote da 5"

Fabbricante
Movi S.p.A
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia



Descrizione

La carrozzina da doccia Wave è una innovativa carrozzina per l'utilizzo sia come sedia da doccia che come comoda, nonché per i piccoli spostamenti all'interno dell'abitazione.

Il telaio è interamente realizzato in alluminio trattato con vernice epossidica per una completa protezione da agenti esterni.

Le imbottiture di seduta, schienale e braccioli sono realizzate in schiuma poliuretanicca soffice.

L'altezza della seduta è regolabile in altezza da cm 49 a 54 cm.

La seduta è predisposta con apertura centrale per l'utilizzo del secchio, montato sotto la seduta stessa.

Wave è dotata di 4 ruote piroettanti da 100 mm, di cui 2 posteriori con freno.

I braccioli sono imbottiti e ribaltabili.

Le pedane sono estraibili, regolabili in altezza e girevoli sia all'esterno che all'interno.

Il poggiatesta è regolabile in flessione-estensione



MOVI Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 – Milano
Italy

Tel. +39 02 509051
Fax +39 02 5062467
wimedinfo@movigroup.com
www.movigroup.com

R.E.A.: MI 1477333
Capitale €. 7.072.000 i.v.
P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Certified Quality System ISO
9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

Caratteristiche Tecniche

Portata Massima	100 Kg
Peso Totale	13,5 Kg
Larghezza seduta	45 cm
Profondità seduta	42 cm
Altezza schienale	46 cm
Altezza seduta	49/54 cm
Larghezza totale	53 cm
Profondità seduta	Con /senza pedane 74/59 cm
Altezza totale	96 cm
Altezza braccioli	20 cm

Codice / Descrizione Prodotto

Codice

- 15501062

Descrizione

Sedia da doccia Wave con ruote da 5''

Emissione/Ultimo aggiornamento

Data: 22-04-2014