

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>SEDILE CIRCOLARE PER DOCCIA</p>	<p>Rev 00</p> <p>Luglio 2009</p>
--	--	----------------------------------

Codice	AB-11
--------	--------------

Descrizione ed indicazioni

Sedile circolare per doccia regolabile in altezza. Ausilio per la cura e l'igiene personale.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Caratteristiche

Seduta ergonomica.
Regolazione in altezza a cinque diversi livelli.
Puntali in gomma antiscivolo.
Materiali resistenti alla corrosione.

Materiali componenti

Struttura: alluminio anodizzato
Seduta: polietilene
Puntali: gomma antiscivolo

Dati tecnici

Dimensioni seduta: **diametro 41 cm**
Regolazione in altezza: **36-54 cm**
Peso: **1,25 kg**
Portata: **120 kg**



Pulizia

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
Disinfettare con normali prodotti a base alcolica.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione 1 pezzo

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: Y093303
Progressivo di registrazione: 334936

Produttore INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE