



Letto Bed **EUCLIDE 4S EL**

Cod. ISO 18.12.10.003

Letto a 3 snodi 4 sezioni Elettrico

Letto a 3 snodi e 4 sezioni predisposto per asta alzatamaterasso e asta portaflebo. Sezione testa, gambe e piedi regolabile a mezzo sistema elettrico dotato di telecomando. Letto in tubo di acciaio verniciato (polar white) ø40x20x1,5 mm a sezione rettangolare rinforzata con barra trasversale. Struttura a rete elettrosaldata ø 4mm a maglie 100x50. Spalliere portanti verniciate ø30x1,5 e pannello in melaminico bordato.

3 joints 4 sections Electric bed

3 joints - 4 sections bed prepared in advance for lifting pole and infusion pole. Backrest - legrest - footrest is adjustable thanks to electrical system by means of remote-control device. Steel tube bed (white painted) ø40x20x1,5 mm. Painted steel tube legs frame and high density chipboard.

Dati e misure Euclide Data and dimensions

Dimensioni		Spintore elettrico Letto Bed motor :	
Altezza piano rete Mattress platform heigth	500 mm	Tensione di alimentazione Power supply	≈230VAC
Lunghezza piano rete Mattress platform length	2000 mm	Tensione di funzionamento Current transormer	24VDC
Larghezza piano rete Mattress platform width	900 mm	Assorbimento Max Max supply	50W
Ingombro Max Overall dimension	910x2064 mm	Spinta Max Motor thrust	280Nm
Altezza Spalliere Head and foot board heigth	550 mm	Spintore elettrico Carrello Cart	
Sezione testa Backrest section	785x735 mm	Carico Max Max weigth	6000 N
Sezione gambe Largest section	785x385 mm	Tensione Current transormer	24VDC
Sezione piedi Foot section	785x385 mm	Tensione Pulsantiera Remote control transormer	24VDC
Masse		Imballaggio Euclide Packaging	
Massa Bed weigth	≈ 50 Kg	Misure Dimension	920X190X2050
Massa Max dell'utente Maximum patient weigth	135 kG	Volume Cubic measure	0,35 mc ³
Massa Max del materasso Maximum mattress weigth	20 kg		
Massa Max degli accessori Maximum accessories weigth	15 kg		
Carico Max Totale Maximum weigth loaded	170 kg		
Massa del letto a pieno carico Weigth of full loaded bed	≈ 220 kg		

★ Paracolpi su richiesta
Buffer on demand



EUCLIDE 4S EL 01

Versione con ruote Bed with 4 wheels

