

Codice	Descrizione
AQ-50	Bastone a sgabello pieghevole
AQ-51	Bastone a sgabello pieghevole regolabile in altezza
AQ-52	Bastone a seggiolino pieghevole

Descrizione e dati tecnici

AQ-50 Bastone a sgabello pieghevole in alluminio. Seduta ergonomica in materiale plastico. Puntali in gomma. Impugnatura chiusa in plastica.

Altezza con ausilio piegato **86 cm**

Altezza della seduta da terra **51 cm**

AQ-51 Bastone a sgabello pieghevole in alluminio. Regolabile a cinque differenti livelli d'altezza. Seduta ergonomica in materiale plastico. Puntali in gomma. Impugnatura aperta in poliuretano morbido.

Altezza con ausilio piegato **da 86 a 96 cm**

Altezza della seduta da terra **da 46.5 a 55 cm**

AQ-52 Bastone a seggiolino pieghevole in alluminio. Seduta in nylon. Puntali in gomma. Impugnatura in poliuretano morbido.

Altezza con ausilio piegato **87.5 cm**

Altezza della seduta da terra **da 46.5 a 55 cm**



Per i modelli AQ-50 e AQ-51 sedersi esclusivamente come indicato in figura

Portata massima 100 kg per tutti i modelli

Pulizia e manutenzione

Pulire con panno umido e detersivi neutri senza immergere. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

Verificare la tenuta dei puntali in gomma ed il corretto funzionamento dei meccanismi di apertura e chiusura.

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Smaltire il prodotto rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione

Produttore INTERMED srl