

**STAMPELLE CANADESI
LINEA HI-TECH****Codice****Descrizione**

AD-21A	Stampelle SILVER azzurre con impugnatura nera
AD-21G	Stampelle SILVER color ghiaccio
AD-21R	Stampelle SILVER rosse con impugnatura nera
AD-22A	Stampelle GOLD azzurre con impugnatura morbida nera
AD-22B	Stampelle GOLD beige con impugnatura morbida nera
AD-23G	Stampelle MERCURY color ghiaccio con impugnatura e poggia-braccio imbottiti neri
AD-23N	Stampelle MERCURY color nero con impugnatura e poggia-braccio imbottiti gialli
AD-24A	Stampelle TITANIUM azzurre con impugnatura soft ripiegabile nera
AD-24G	Stampelle TITANIUM color ghiaccio con impugnatura soft ripiegabile nera

Descrizione

Stampelle regolabili in altezza con appoggio antibrachiale avvolgente ed impugnatura ergonomica.

La particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle.

La struttura in alluminio è continua su tutta la lunghezza del dispositivo ed i tubi non sono estrusi ma vengono costituiti con lamine di alluminio saldate. Tale procedimento permette, a parità di spessore, una maggiore capacità di carico ovvero, a parità di carico, un minore spessore del tubo ed una maggiore leggerezza del dispositivo.

Le stampelle SILVER sono dotate di impugnatura in polipropilene con scanalature di aerazione.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Per un corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

Materiali componenti

Tubo	Alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio	
Appoggio antibrachiale	Polipropilene	
Impugnatura	Stampelle SILVER	Polipropilene
	Stampelle GOLD	Poliuretano morbido
	Stampelle MERCURY	Poliuretano morbido
	Stampelle TITANIUM	Poliuretano morbido
Poggia-braccio	Stampelle MERCURY	Poliuretano morbido

Dati tecnici

Regolazione altezza	14 livelli da 25 mm da 68 a 99 cm	
Dimensioni appoggio antibrachiale	Stampelle SILVER	altezza 21.5 - larghezza 10.5
	Stampelle GOLD	altezza 21.5 - larghezza 10.5
	Stampelle MERCURY	altezza 21.5 - larghezza 10.5
	Stampelle TITANIUM	altezza da 21.5 a 26.5 - larghezza 10.5
Peso	Stampelle SILVER	450 gr
	Stampelle GOLD	460 gr
	Stampelle MERCURY	470 gr
	Stampelle TITANIUM	500 gr
Portata	130 kg	

Pulizia

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Codice nomenclatore 12.03.06.003

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

**INTERMED**

Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

SCHEDA TECNICA

STAMPILLE CANADESI LINEA HI-TECH

Rev 00

Febbraio 2010

Standard **ISO 11334-1**

Codice CND: **Y120306**

Progressivo di registrazione: **320041**

Produttore Intermed srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE