

CODICE	DESCRIZIONE
AD-40	Deambulatore pieghevole
AD-41	Deambulatore pieghevole con 2 ruote fisse
AD-42	Deambulatore pieghevole con 2 ruote piroettanti
AD-43	Deambulatore pieghevole con 4 ruote piroettanti
AD-44	Deambulatore pieghevole con 2 ruote fisse e 2 gambe con sistema autobloccante
AD-45	Deambulatore pieghevole con 2 ruote piroettanti e 2 ruote con sistema autobloccante
AD-46	Deambulatore pieghevole a due barre

Indicazioni

Ausili per la deambulazione.

Descrizione

Deambulatori pieghevoli ad un pulsante, variamente assemblati, con struttura in alluminio anodizzato e barra stabilizzatrice in acciaio (doppia barra nel caso del modello AD-46). Possibilità di regolazione in altezza ad otto differenti livelli.

Materiali componenti

Struttura	Alluminio anodizzato
Barra stabilizzatrice	Acciaio
Impugnatura	Poliuretano
Puntali e ruote	Gomma antiscivolo

Dati tecnici**Area di appoggio**

Per tutti i modelli	58 x 46 cm
AD-43	63 x 46 cm
AD-45	55 x 48 x 63 x 48 cm

Diametro impugnature

Per tutti i modelli	4 cm
---------------------	-------------

Peso

AD-40	2.5 kg
AD-41	2.6 kg
AD-42	2.8 kg
AD-43 AD-45	3.1 kg
AD-44 AD-46	2.7 kg

Regolazione in altezza

AD-40	81 x 101 cm
AD-41	82 x 102 cm
AD-42 AD-44 AD-45	84 x 104 cm
AD-43	85 x 105 cm
AD-46	80 x 100 cm

Diametro tubi


Per tutti i modelli	26 mm
---------------------	--------------

Portata

Per tutti i modelli	120 kg
---------------------	---------------

Pulizia

Pulire con panno morbido e detersivi neutri.
Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEMA TECNICA</p> <p>DEAMBULATORI PIEGHEVOLI</p>	<p>Rev 00</p> <p>Settembre 2009</p>
---	--	---

Manutenzione

Controllare periodicamente la tenuta delle spine di bloccaggio e, a seconda dei modelli, la stabilità delle gambe dotate di ruote. Verificare, altresì, lo stato di conservazione dei puntali in gomma. In caso di eccessiva usura, provvedere alla sostituzione immediata.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Ricambi disponibili

- AD4-A** Gambe per deambulatore
- AD4-B** Gambe per deambulatore con ruote fisse
- AD4-C** Gambe per deambulatore con ruote piroettanti
- AD4-D** Gambe per deambulatore con ruote e sistema autobloccante
- AD4-E** Gambe per deambulatore con sistema autobloccante
- AD4-G** Puntali in gomma grigi
- AD4-N** Puntali in gomma neri

Confezione 2 pezzi

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codici nomenclatore

AD-40 AD-46
12.06.03.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130

AD-41 AD-42 AD-44
12.06.06.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130

AD-43 AD-45
12.06.09.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130

Modelli AD-40 e AD-46

Codice CND: Y120603
N. di Repertorio: 295204

Modelli AD-41, AD-42, AD-43 e AD-44

Codice CND: Y120606
N. di Repertorio: 295195

Produttore INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE