

Codice	Descrizione
RA-215155	Rollator VIENNA

Descrizione

Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in materiale plastico e alluminio. Ruote anteriori piroettanti con possibilità di estrazione rapida. Ruote posteriori fisse e ribaltabili. Piano seduta in nylon regolabile in altezza. Impugnature ergonomiche regolabili in altezza. Sacca portaoggetti. Schienale in poliester.

Dati tecnici

Portata massima	135 kg
Lunghezza totale	620 mm
Larghezza totale	600 mm
Larghezza utile	460 mm
Larghezza seduta	450 mm
Profondità seduta	230 mm
Altezza seduta	500-590 mm
Regolazione impugnature	820-960 mm
Diametro delle ruote	200 mm
Capacità sacca	5 kg
Peso	8,40 kg

Materiali componenti

Telaio	Materiale plastico e alluminio
Ruote	PVC
Impugnature	Materiale plastico morbido
Seduta	Nylon
Schienale	Poliester

**Manutenzione e pulizia**

Eliminare sempre la sporcizia che si forma dopo ogni utilizzo usando delle soluzioni non aggressive ed avendo cura di asciugare. Non utilizzare spugne abrasive. Verificare periodicamente la funzionalità dei freni nonché lo stato di tenuta degli elementi di serraggio e delle saldature.

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore.

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND Y120606

Progressivo di registrazione 603512

Produttore INTERMED Srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE