



Compatto, chiudibile e pratico: è il deambulatore da interno per eccellenza!

Grazie all'ingombro particolarmente ridotto, questo rollator consente di muoversi agevolmente anche in spazi molto angusti. L'elegante sedile imbottito offre il massimo comfort.



Caratteristiche

Rollator pieghevole con due ruote anteriori fisse e due puntali di appoggio al terreno. Dotato di maniglie regolabili in altezza da 740 a 1000 mm tramite leva e sedile imbottito.

Comfort

Questo rollator è stato concepito per tutte quelle persone che desiderano essere sempre attive e indipendenti. Ingombro ridotto una volta piegato e ottima manovrabilità. Sedile imbottito morbido per una seduta stabile ma allo stesso tempo confortevole.

Caratteristiche e optional



Chiusura a libro
Rollator molto leggero: solo 5,6 Kg! Impugnature anatomiche regolabili in altezza da 740 a 1000 mm.



Sedile
Imbottito e ribaltabile.



Porta bastone
Disponibile come accessorio.

Caratteristiche tecniche



Invacare **Actio 2** 530 mm



630 mm



410 mm



740 - 1000 mm



530 mm



Invacare **Actio 2** 410 mm



110 mm



5,6 Kg



130 Kg

Colore



RAL 9006

	Invacare Actio 2
Codice prodotto	1513721
Codici NT	12.06.06.003+ 12.09.06.106+ .130+ .142
Nr. Repertorio DM	185316/R