




FARR[®]

Europa



Europa

Carrozzina pieghevole leggera in alluminio



Ruotine per passaggi stretti e pedalino di sbilanciamento



Doppia crociera



Predellini regolabili completi di fermatalloni



Piastra porta-forcella regolabile in inclinazione



Nuova carrozzina leggera pieghevole con telaio e doppia crociera in alluminio.

E' fornita di serie con ruote posteriori estraibili a posizione variabile e con passo prolungato, braccioli ridotti per tavolo, ribaltabili e rimovibili, schienale regolabile in altezza, piastre porta-forcella regolabili, pedane estraibili e fermatalloni.



Schienale regolabile in altezza



Braccioli ribaltabili ed estraibili, chiusi o aperti con salva abiti



Braccioli regolabili in altezza ribaltabili ed estraibili (scelta opzionale)

38 40 42 44 46 48 50	57 59 61 63 65 67 69	38 40 42 44	37 39 41 43	A: 45,47,50 B: 48,50,52	C: 100 D: 77	30	15,9 Kg con seduta 40 x 40 cm



Garanzia del telaio 3 anni

Per l'ordinazione della carrozzina e relativi accessori vedere la rispettiva scheda d'ordine



Via dell'Artigianato II, 29 - 35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
www.offcarr.com - officarr@offcarr.com

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO
=UNI EN ISO 9001:2008=
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITA' CERTIFICATO
=UNI EN ISO 13485:2004=