

**Premium products.
Quality service.**



Premium products. Quality service.

Nessuna brutta sorpresa. Una vita serena.

Breezy non tradisce. Le carrozzine manuali Breezy sono realizzate con materiali che non conoscono compromessi e che non tolgono nulla alla loro maneggevolezza.

Una compagna affidabile nella vita quotidiana.

Breezy, un marchio di fiducia. Materiali resistenti, sicurezza su ogni terreno, uno straordinario rapporto qualità/prezzo. Facili da ordinare, veloci da ricevere e semplici da gestire e regolare.

Semplicemente Breezy!



 **Breezy**[®]
Premium products. Quality service.



La tua compagna affidabile nella vita quotidiana



	UNIX ²	B250
X-Family parti intercambiabili	X-Family	
Materiale	Acciaio	Acciaio
Larghezza seduta	32 - 50 cm	37 - 52 cm
Larghezza seduta versione XL	-	49 - 52 cm
Profondità seduta	42 cm	42 cm
Altezza seduta	47 - 51 cm	48 cm / 45,5 cm (22" e 6") / 50,5 cm
Angolazione seduta	3°	3°
Altezza schienale	40 - 42 cm	42 cm / 82 cm con schienale reclinabile
Larghezza totale	LS + 19 cm	LS + 19 cm (24") / LS + 16,5 (12")
Lunghezza totale comprese pedane	109 cm	95 - 113 cm (dipende dal modello)
Altezza totale	97 cm	94 - 128 cm (dipende dal modello)
Larghezza piegata	-	94 - 128 cm (dipende dal modello)
Basculamento	-	-
Schienale reclinabile	12°	8°
Colore	Grigio	Blu, Oro, Rosso, Cromato
Peso	da 18 kg	da 17,4 kg (configurazione std con LS 40 cm)
Portata massima	125 kg	125 kg



B300

Alluminio

37 - 52 cm

49 - 52 cm

42 cm

50,5 cm (48 cm con ruote da 22" e 6")

3°

44,5 cm / 82 cm con schienale reclinabile

LS + 21 cm (24") / LS + 18 (12")

95 - 114 cm (dipende dal modello)

95 - 131 cm (dipende dal modello)

-

-

8°

Grigio selenio, Verde mela, Nero brillante,
Rosso brillante

da 13,5 kg

120 kg

Una vita serena



	BASIX ²	RUBIX ²
X-Family parti intercambiabili	X-Family	
Materiale	Alluminio	Alluminio
Larghezza seduta	38 - 52 cm	38 - 52 cm (52- 60 cm versione XL)
Larghezza seduta versione XL	-	52 - 56 - 60 cm
Profondità seduta	43,5 cm (41 - 46 cm regolabile)	41 - 51 cm
Altezza seduta	42,5 - 51 cm	37,5 - 53 cm (37,5 - 51 cm versione XL)
Angolazione seduta	0° - 6°	0° - 6°
Altezza schienale	43,5 cm (41 - 46 cm regolabile)	43,5 cm (41 - 46 cm regolabile)
Larghezza totale	LS + 19 cm	LS + 20 cm
Lunghezza totale comprese pedane	109 cm	109 cm
Altezza totale	97 cm	96 cm
Larghezza piegata	30 cm	32 cm
Basculamento	-	-
Schienale reclinabile	-12°	12°
Colore	Grigio	Grigio, Blu, Rosso
Peso	da 14,9 kg	da 15,5 kg / 16,8 kg versione XL
Portata massima	125 kg	125 kg / 170 kg versione XL



RELAX²

X-Family

Acciaio

37 - 43 / 42 - 48 / 47 - 53 cm (regolabile)

-

42 - 50 cm

42,5 - 50 cm

0° - 25° / -3° - 22°

55 - 60 cm

LS + 23 cm

128 cm

160 cm

-

-2° - +20°

0° - 35°

Grigio argento

da 34 kg

145 kg (170 kg versione XL)

 **Breezy**[®]
Premium products. Quality service.



 **SUNRISE**
MEDICAL.

bb_BREEZY_it_IT_REV3

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060

www.SunriseMedical.com