



TR Serie 3 è il fiore all'occhiello tra le carrozzine rigide in titanio. E' il meglio del meglio: più leggera, più efficiente e più elegante rispetto a qualsiasi altra carrozzina.

### **Innovazione TiLite**

- Nuovo design del telaio a doppio tubo
- Linee curve e sinuose per un look veramente unico
- Telaio più compatto, più facile da trasportare
- Larghezza ridotta per migliorare la manovrabilità
- Peso del telaio ridotto del 15%
- Telaio ancora più rigido permette di ottimizzare le energie durante l'autospinta.

### **Prestazioni e stile**

Le carrozzine rigide a doppio tubo mantengono una maggiore rigidità. Questo significa una minore dispersione nel trasferimento di energia dalla spinta alla rotazione della ruota. TiLite ha progettato la carrozzina TR Serie 3 mantenendo i due tubi del telaio il più vicini possibile per minimizzare l'ingombro del telaio e fornire i vantaggi di un telaio monotubo. TR Serie 3 monta l'esclusivo attacco della forcella TiLite che riduce il peso e dà un design elegante ed armonico alla carrozzina. La barra di sgancio per abbattere lo schienale sostituisce le cordicelle in uso in molti modelli di carrozzina sul mercato.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Tipo Telaio	Doppio tubo in titanio
Portata max	120 Kg
Colore anodizzato	5 opzioni
Larghezza seduta	12" - 20"
Profondità seduta	12" - 20"
Altezza seduta ant.	15,5" - 21"
Altezza seduta post.	13" - 21"
Angolo frontale	60°, 65°, 70°, 75°, 80°, 85°, 90°
Opzioni largh. pedana:	rastremata o telaio a V
Campanatura	0°, 2°, 4°, 6°, 8°, 12°, 15°, 18°
Regolazione baricentro:	5"
Peso carrozzina*	4,22 Kg
Garanzia:	A vita sul telaio



\*Il peso è basato su una carrozzina 16"x16" con gli accessori standard ad eccezione delle ruote posteriori e dei freni. Le ruote posteriori non sono incluse per i numerosi modelli offerti e i diversi pesi che possono avere. Un paio di ruote standard da 24" pesano circa 3.5Kg, un paio di freni circa 0.5Kg.