

küschall[®]
designed for life



13
Al
Aluminium

22
Ti
Titanium

6
C
Carbon

K-SERIES

Le carrozzine superleggere **Küschall K-Series** sono disponibili in tre diversi materiali: Alluminio, Titanio e Carbonio. Ciascuno con proprie caratteristiche tecniche e qualitative per adattarsi perfettamente alle singole esigenze.

“No Limits”: personalità decisa e linee inconfondibili

Prodotto per la prima volta nel 1825, l'Alluminio è uno degli elementi più diffusi sulla Terra ed è il metallo non ferroso più utilizzato in assoluto.

Riciclabile al 100% senza perdita delle sue caratteristiche originali, l'Alluminio è dotato di numerose proprietà quali la leggerezza, la duttilità e la resistenza alla corrosione che ne permettono l'impiego in numerosi campi come i trasporti, le costruzioni, l'ingegneria spaziale e l'industria elettrica.

Küschall K-Series Aluminium è una carrozzina superleggera robusta, versatile e personalizzabile. Un'ampia gamma di opzioni e accessori permette di soddisfare in pieno le vostre esigenze fornendo sempre il massimo in comfort e flessibilità.

13

Al

Aluminium

Aluminium

K-SERIES



Dati tecnici*



Larghezza seduta:
340 - 480 mm
a passi di 20 mm



Profondità seduta:
375 - 525 mm
a passi di 25 mm



Altezza seduta:
davanti: 450 - 520 mm
dietro: 380 - 490 mm
a passi di 10 mm



Altezza schienale:
270 - 480 mm
a passi di 15 mm



Lunghezza gambe:
290 - 480 mm
a passi di 10 mm



Centro di gravità:
80/ 95/ 110/
125/ 140 mm



Inclinazione schienale:
74°/78°/82°/86°/90°



Larghezza totale:
L + 170 mm



Lunghezza totale:
75°: circa 830 mm
90°: circa 760 mm



Peso carrozzina:
circa 7,7 kg



Peso max utente:
120 kg




Peso carrozzina senza ruote
posteriori:
circa 5,4 Kg

(*) Le misure dell'altezza seduta si intendono con ruote posteriori da 24". Per altre possibili misure fare riferimento alla scheda d'ordine.

Completa libertà d'azione

Scoperto nel 1791, il Titanio è impiegato soprattutto nel settore aeronautico e automobilistico, in particolare nella costruzione di veicoli, auto e motocicli da competizione. Spesso utilizzato come materiale strategico, il Titanio è ideale in tutti quei campi dove è importante avere un materiale con peso ridotto, senza sacrificarne la robustezza e la rigidità. Altre importanti qualità, come la resistenza alla corrosione, la bio-compatibilità, l'atossicità e l'anallergicità, hanno reso l'impiego di questo materiale assai frequente.

Per chi usa in maniera attiva la propria carrozzina, mettendola quotidianamente a dura prova, **küschall K-Series Titanium** è la risposta ideale. Avveniristica, resistente ed ultraleggera, perfetta per chi è alla ricerca di un ausilio unico, per la vita di tutti i giorni.



Titanium

K-SERIES



Dati tecnici*



Larghezza seduta:
340 - 480 mm
a passi di 20 mm



Profondità seduta:
375 - 450 mm
a passi di 25 mm



Altezza seduta:
davanti: 480 - 500 mm
dietro: 380 - 490 mm
a passi di 10 mm



Altezza schienale:
270 - 480 mm
a passi di 15 mm



Lunghezza gambe:
290 - 480 mm
a passi di 10 mm



Centro di gravità:
80/95/110/
125/140 mm



Inclinazione schienale:
74°/78°/82°/86°/90°



Larghezza totale:
L + 170 mm



Lunghezza totale:
75°: circa 830 mm
90°: circa 760 mm



Peso carrozzina:
circa 7,7 kg



Peso max utente:
120 kg





Peso carrozzina senza ruote
posteriori:
circa 5,4 kg

(* Le misure dell'altezza seduta si intendono con ruote posteriori da 24". Per altre possibili misure fare riferimento alla scheda d'ordine.

Esprimi te stesso

Vitale per l'esistenza di tutti gli esseri viventi, il Carbonio è un elemento resistente, ma incredibilmente versatile. Utilizzato nell'industria aeronautica, civile e militare, trova moltissime applicazioni anche nello sport. Il Carbonio viene usato da molti "designer" per la sua flessibilità e facilità d'impiego.

Küschall K-Series Carbon è stata concepita per soddisfare le esigenze di utenti particolarmente attivi, che sono alla ricerca di una carrozzina robusta, dalle elevate prestazioni e con un design davvero unico. La versione con telaio in Carbonio rappresenta una rivoluzione nel segmento delle carrozzine attive superleggere a telaio rigido; massima espressione di personalità ed originalità con la garanzia che contraddistingue il marchio Küschall.



Carbon

K-SERIES



Dati tecnici*



Larghezza seduta:
340 - 480 mm
a passi di 20 mm



Profondità seduta:
375 - 450 mm
a passi di 25 mm



Altezza seduta:
davanti: 490 - 500 mm
dietro: 380 - 490 mm
a passi di 10 mm



Altezza schienale:
270 - 480 mm
a passi di 15 mm



Lunghezza gambe:
290 - 480 mm
a passi di 10 mm



Centro di gravità:
80/95/110/
125/140 mm



Inclinazione schienale:
74°/78°/82°/86°/90°



Larghezza totale:
L + 170 mm



Lunghezza totale:
75°: circa 830 mm
90°: circa 760 mm



Peso carrozzina:
circa 7,5 kg



Peso max utente:
120 kg



Peso carrozzina senza ruote
posteriori:
circa 5,2 kg

(* Le misure dell'altezza seduta si intendono con ruote posteriori da 24". Per altre possibili misure fare riferimento alla scheda d'ordine.



küschall®

Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Switzerland
Phone +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

Italia:
INVACARE® MECC SAN® s.r.l. | Via dei Pini, 62 | 36016 - THIENE (VI) |
Tel.: + 39 0445 380059 | Fax: + 39 0445 380034 | www.invacare.it |
e-mail: italia@invacare.com

Codici NT (configurazione standard): 12.21.06.060 + codici per eventuali
aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: Serie K-2010 (Alluminio, Titanio, Carbonio) **345167/R**

CODICI NT PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA'
FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO
PRESCRIVENTE.

Küschall® è un marchio registrato. Le informazioni riportate su questo opuscolo sono state aggiornate prima di andare in stampa. Küschall® AG si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i colori e le possibili configurazioni e di avere una tolleranza di 0 - 10 mm nelle seguenti dimensioni: larghezza seduta, altezza schienale, altezza seduta (davanti e dietro) e lunghezza gambe. E' vietata la riproduzione dell'opuscolo, o parte di esso, e delle immagini in esso contenute senza l'autorizzazione scritta di Küschall® AG.

K-SERIES