



Sconfinare possibilità.

küschall® Champion



Larghezza seduta:
34 – 46 cm
a passi di 2 cm



Profondità seduta:
34 – 46 cm
a passi di 2 cm



Altezza seduta:
davanti: 45 – 54 cm
dietro: 39 – 49 cm
a passi di 1 cm



Altezza schienale:
30 – 46.5 cm
a passi di 1.5 cm



Lunghezza gambe:
22 – 50 cm
a passi di 1 cm



Inclinazione schienale:
79°/83.5°/88°/92.5°/97°



Larghezza totale:
L + 17 cm



Larghezza totale piegata:
circa 30 cm



Lunghezza totale:
circa 90 cm
75°: 86 cm
90°: 81 cm



Peso carrozzina:
circa 10,7 kg
circa 10,1 kg (carbon)



Peso max utente:
120 kg



Peso carrozzina senza
ruote posteriori
circa 7.7 kg
circa 7.1 kg (carbon)



Caratteristiche e optional



Telaio in carbonio

Borsa da viaggio

Cordoncino di apertura

Ruote High Performance

Marsupio

Barra schienale

Questi sono solo alcuni degli optional disponibili per questo prodotto. Contattate il rivenditore autorizzato küschall® per avere ulteriori dettagli ed informazioni

Tutte le misure e i pesi indicati sono riferiti a una larghezza seduta da 40 cm e profondità da 40 cm nella configurazione più leggera e compatta possibile. Tali valori variano a seconda delle configurazioni.

Sue Bertschy

La vita è fatta per essere vissuta. Io amo viaggiare e scoprire ogni giorno la bellezza del mondo che ci circonda. Grazie alla mia Küschall® Champion Carbon posso andare dove voglio, quando voglio. Mi garantisce l'indipendenza che merito per vivere la vita al massimo....con stile!