



Dovunque. Comunque.

küschall® Ultra-Light



Larghezza seduta:
28 – 50 cm
a passi di 2 cm



Profondità seduta:
32 – 50 cm
a passi di 2 cm



Altezza seduta:
davanti: 43 – 53 cm
dietro: 39 – 50 cm
a passi di 1 cm



Altezza schienale:
30 – 51 cm
a passi di 1.5 cm



Lunghezza gambe:
20 – 50 cm
a passi di 1 cm



Inclinazione schienale:
82°/86°/90°/94°/98°/102°



Larghezza totale:
L + 17 cm



Larghezza totale piegata
circa 29 cm



Lunghezza totale:
70°: 88 cm
80°: 83 cm



Peso carrozzina:
circa 9.9 kg



Peso max utente:
130 kg



Peso carrozzina senza
ruote posteriori
circa 7.5 kg



Tutte le misure e i pesi indicati sono riferiti a una larghezza seduta da 40 cm e profondità da 40 cm nella configurazione più leggera e compatta possibile. Tali valori variano a seconda delle configurazioni.

Caratteristiche e optional



Schienale pieghevole

Attacco forcelle anteriori

Protezioni anteriori

Manopole corte

Telaio addotto

Spundine e parafranchi in carbonio

Questi sono solo alcuni degli optional disponibili per questo prodotto. Contattate il rivenditore autorizzato küschall® per avere ulteriori dettagli ed informazioni

Vanessa Elster

Conduco uno stile di vita attiva, sempre in movimento. La mia Küschall® Ultra-Light è pratica, leggera e in poche mosse è dentro la mia auto e io vado per la mia strada.