



Pieghevole. Funzionale. Compact.

küschall® Compact



Dati tecnici

Larghezza seduta:
28 – 50 cm
a passi di 2 cm



Profondità seduta:
32 – 50 cm
a passi di 2 cm



Altezza seduta:
davanti: 37 – 53 cm
dietro: 37 – 50 cm
a passi di 1 cm



Altezza schienale:
30 – 51 cm
a passi di 1.5 cm



Lunghezza gambe:
20 – 50 cm
a passi di 1 cm



Inclinazione schienale:
82°/86°/90°/94°/98°/102°



Larghezza totale:
L + 17 cm



Larghezza totale piegata:
circa 29 cm



Lunghezza totale:
70°: 94 cm
80°: 89 cm
90°: 84 cm



Peso carrozzina:
circa 11.0 kg



Peso max utente:
130 kg



Peso carrozzina senza
ruote posteriori
circa 8.3 kg



Tutte le misure e i pesi indicati sono riferiti a una larghezza seduta da 40 cm e profondità da 40 cm nella configurazione più leggera e compatta possibile. Tali valori variano a seconda delle configurazioni.

Caratteristiche e optional



Leva sblocco portapedane

Nuovo attacco forcella anteriore

Schienale pieghevole

Bracciolo ribaltante

Telaio abdotto

Portapedane a 70°, 80°, 90°

Questi sono solo alcuni degli optional disponibili per questo prodotto. Contattate il rivenditore autorizzato küschall® per avere ulteriori dettagli ed informazioni

Gerhard SchleeH- Wahl

Con la Küschall® Compact posso vivere ogni giorno in totale libertà. Combinando alta qualità, leggerezza e design, mi dà tutto quello che cerco in una carrozzina.