



Dall'attenzione nel coniugare estetica, funzionalità e qualità, è nata la nuova carrozzina a telaio fisso in titanio EOS: essenza perfetta di stile ed eleganza, inimitabile nei dettagli, dalla linea originale e dall'insolito design.



From the attention to combine aesthetics, functionality and quality, was born the new ultra lightweight titanium fixed frame wheelchair EOS: perfect essence of style and elegance, unique in the details, from the original line and the exclusive design.

CARATTERISTICHE

- Telaio rigido in titanio
- Pedana in titanio
- Salvaabiti in fibra di carbonio
- Schienale regolabile in inclinazione ed abbattibile (su richiesta anche regolabile in altezza)
- Ampia scelta di configurazioni.

FEATURES

- Titanium rigid frame
- Titanium foot-rest
- Carbon fibre side-guards
- Folding down and tilt adjustable back-rest
- Wide choice of configuration



Forcella sagomata anteriore
Front fork



Freno a scomparsa.
Scissor brake



Schienale abbattibile e regolabile in inclinazione
Folding down and tilt adjustable back-rest



Minimo ingombro.
Takes up less space



1
Titanio lucido
Shiny titanium



2
Grigio perla
(optional)
Pearl Grey
(optional)



3
Titanio naturale
(optional)
Natural titanium
(optional)

	1° 4°		A			A	B	
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
	34	54 60	43	A: ~ 41 B: ~ 79	36	27 - 29 31 - 33 35 - 37	A: min. 40 max. 48 B: 46, 48, 50 misure indicative approximate measurements	media average 82 misure indicative approximate measurements
	36	56 62	45		38			
	38	58 64	47		40			
	40	60 66	49		42			
	42	62 68	51					
	44	64 70	53					Seduta Seat 38x40cm 7,5 Kg (asse fisso) 7,8 kg (asse regol.)

CUSCINI E SCHIENALI



VICAIR[®]
the best in body support

LINEA VICAIR
La linea Vicair Academy, dall'innovativo ed esclusivo sistema "Vicair SmartCells", consente un'efficace azione antidecubito combinata ad un'elevata stabilità posturale.



Academy Vector
Disponibile anche junior
Also available in junior size



Academy Positioner



Academy Adjuster



Academy Allrounder



Academy Junior Adjuster



Academy Butterfly



Liberty PT



Stabilizzatore pelvico



ADI
ACCESSIBLE DESIGNS, INC.


ADI offre una linea di schienali leggeri e funzionali studiati per unire alla grande qualità dei materiali, la massima praticità di utilizzo. Gli schienali ADI offrono la possibilità di scegliere tra scocche in fibra di carbonio o alluminio aeronautico, numerose opzioni di attacco ed un'ampia gamma di misure per adattarsi a qualsiasi situazione e a qualsiasi necessità, anche degli utenti più esigenti.

NUOVI COLORI ANODIZZATI PER TELAI IN TITANIO (processo elettrochimico)
NEW TITANIUM FRAME COLOURS (electrochemical treatment)



- 100 Titanio lucido
Shiny titanium
- 101 Titanio naturale
Natural titanium
- 102 Grigio Perla
Pearl grey
- 103 Oro antico
Antique gold
- 104 Blu avio
Avio blue
- 106 Verde salvia
Sage green
- 107 Viola Potassium
Potassium light purple

COLORI TELAI
FRAME COLOURS



- 14 Bianco Perlato
Pearl white
- 21 Grigio Metallizzato
Metallic grey
- 22 Alluminio lucido (solo per telai in alluminio)
Shiny aluminium (only for aluminium frames)
- 4 Antracite
Anthracite
- 29 Azzurro metallizzato
Metallic light blue
- 6 Blu metallizzato
Metallic blue
- 19 Nero iride blu
Black with blue iris
- 44 Nero opaco
Mat black
- 5 Nero brillante
Glossy black
- 12 Giallo Pastello
Pastel yellow
- 42 Bronzo
Bronze
- 28 Arancio
Orange
- 32 Rosa metallizzato
Metallic pink
- 33 Rosso perlato
Pearl red
- 31 Rosso Ferrari
Ferrari red
- 1 Nero iride rosso
Black with red iris
- 41 Viola ciclamino
Cyclamen light purple

SET ANODIZZATI
ANODIZED SET



(A) azzurro, (B) rosso, (C) viola ciclamino, (D) arancio, (E) verde, (F) argento
(A) light blue, (B) red, (C) cyclamen purple, (D) orange, (E) green, (F) silver

