

# ALHENA

Nuova carrozzina superleggera a telaio pieghevole in titanio. Un prodotto unico e raffinato che porta nel DNA leggerezza e tecnologia.

L'elegante e dinamica piastra HwP (Helicoid wheel Plate) propone un'ampia scelta di posizioni per la ruota posteriore per personalizzare al meglio l'assetto della carrozzina.

## CARATTERISTICHE:

- Telaio pieghevole in titanio.
- Doppia crociera.
- Pedana a chiusura automatica.
- Salva abiti in carbonio con supporto in alluminio.
- Ampia scelta di configurazioni.



*Ultra lightweight folding-frame wheelchair in titanium. A unique and refined product keeping state-of-the-art and lightness in its DNA. The smart and dynamic rear wheel adjustment, HwP (Helicoid wheel Plate), provides a whole range of rear wheel positions to personalise the wheelchair's set-up.*

## FEATURES:

- Titanium folding frame.
- Double cross bar.
- Automatic closure foot-rest.
- Carbon fibre clothes guards.
- Wide choice of configurations.




ULTRA LIGHT 



Pedana a chiusura automatica.  
Automatic closure foot-rest.



Piastra dinamica porta ruota HwP.  
HwP dynamic wheel plate.



Minimo ingombro.  
Takes up less space.



Pedane estraibili.  
Detachable foot-rest.



1  
Titanio lucido  
Shiny titanium



2  
Blu Avio  
(optional)  
Avio Blue  
(optional)



3  
Oro antico  
(optional)  
Antique gold  
(optional)



4  
Viola potassium  
(optional)  
Potassium light  
purple  
(optional)



5  
Grigio perla  
(optional)  
Pearl Grey  
(optional)



6  
Verde salvia  
(optional)  
Sage green  
(optional)



7  
Titanio natura-  
le (optional)  
Natural tita-  
nium (optional)

cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm	
1°		4°		cm		cm		cm		cm		cm	
34	52	57	34	29	A : min. 38 max. 46 B : min. 43 max. 50 misure indicative approximate measurements	average 87	29	9,7 Kg con seduta with seat 38 x 40 cm					
36	54	59	36	31									
38	56	61	38	33									
40	58	63	40	35									
42	60	65	42	37									
44	62	67	44	39									
46	64	69	46	41									



CERAH TESTED

# CUSCINI E SCHIENALI



**VICAIR**<sup>®</sup>  
the best in body support

**LINEA VICAIR**  
La linea Vicair Academy, dall'innovativo ed esclusivo sistema "Vicair SmartCells", consente un'efficace azione antidecubito combinata ad un'elevata stabilità posturale.



Academy Vector  
Disponibile anche junior  
Also available in junior size



Academy Positioner



Academy Adjuster



Academy Allrounder



Academy Junior Adjuster



Academy Butterfly



Liberty PT



Stabilizzatore pelvico



**ADI**  
ACCESSIBLE DESIGNS, INC.

ADI offre una linea di schienali leggeri e funzionali studiati per unire alla grande qualità dei materiali, la massima praticità di utilizzo. Gli schienali ADI offrono la possibilità di scegliere tra scocche in fibra di carbonio o alluminio aeronautico, numerose opzioni di attacco ed un'ampia gamma di misure per adattarsi a qualsiasi situazione e a qualsiasi necessità, anche degli utenti più esigenti.



NUOVI COLORI ANODIZZATI PER TELAI IN TITANIO ( processo elettrochimico)  
NEW TITANIUM FRAME COLOURS ( electrochemical treatment )



- 100 Titanio lucido  
*Shiny titanium*
- 101 Titanio naturale  
*Natural titanium*
- 102 Grigio Perla  
*Pearl grey*
- 103 Oro antico  
*Antique gold*
- 104 Blu avio  
*Avio blue*
- 106 Verde salvia  
*Sage green*
- 107 Viola Potassium  
*Potassium light purple*

COLORI TELAI  
FRAME COLOURS



- 14 Bianco Perlato  
*Pearl white*
- 21 Grigio Metallizzato  
*Metalic grey*
- 22 Alluminio lucido (solo per telai in alluminio)  
*Shiny aluminium (only for aluminium frames)*
- 4 Antracite  
*Anthracite*
- 29 Azzurro metallizzato  
*Metallic light blue*
- 6 Blu metallizzato  
*Metallic blue*
- 19 Nero iride blu  
*Black with blue iris*
- 44 Nero opaco  
*Mat black*
- 5 Nero brillante  
*Glossy black*
- 12 Giallo Pastello  
*Pastel yellow*
- 42 Bronzo  
*Bronze*
- 28 Arancio  
*Orange*
- 32 Rosa metallizzato  
*Metallic pink*
- 33 Rosso perlato  
*Pearl red*
- 31 Rosso Ferrari  
*Ferrari red*
- 1 Nero iride rosso  
*Black with red iris*
- 41 Viola ciclamino  
*Cyclamen light purple*

SET ANODIZZATI  
ANODIZED SET



(A) azzurro, (B) rosso, (C) viola ciclamino, (D) arancio, (E) verde, (F) argento  
(A) light blue, (B) red, (C) cyclamen purple, (D) orange, (E) green, (F) silver

