

La Versatile: Regolazione ottimale per una guida perfetta.

Dati tecnici:

Portata max	140 kg
Peso del prodotto	da 11 kg
Larghezza sedile	32 - 50 cm
Profondità sedile	36-52 cm
Altezza schienale	25-50 cm

Ergonomia esemplare, funzionalità eccezionale. Il telaio anteriore è dotato di supporti per pedane poggiapiedi orientabili ed estraibili che permettono all'utente di manovrare ed avvicinare perfettamente la carrozzina alle sedie, alle poltrone, ai tavoli, alla vasca da bagno, in modo da potersi trasferire agevolmente e senza ostacoli, grazie alla particolare flessibilità della leva del freno, che in posizione di blocco è completamente richiudibile. Un altro vantaggio: i supporti per pedana poggiapiedi possono essere facilmente sbloccati anche dagli utenti che hanno difficoltà motorie agli arti superiori.

Caratteristiche principali del modello Avantgarde CV

- Telaio con tubi in alluminio e doppia crociera
- Telaio anteriore perpendicolare, diritto o curvo, supporti pedana swing-away estraibili (sono orientabili all'interno e all'esterno)
- Come accessori opzionali pedane elevabili e supporti per amputazione transtibiale
- Pedane poggiapiedi e spondine laterali in alluminio
- Telo schienale tensionabile, poggiapiedi regolabili in inclinazione
- Supporti ruote posteriori per regolare in modo preciso la stabilità e la scorrevolezza della carrozzina, il passo ruota, l'inclinazione della seduta, la campanatura della ruota e la convergenza
- Forcelle ruote anteriori concepite per massimizzare la scorrevolezza delle ruote anteriori
- Fabbricazione speciale a richiesta
- E' possibile adattare ed installare i servomotori z10, z50, e-support



Dispositivo antiribaltamento estraibile: la sicurezza, solo quando serve



Supporto ruota posteriore leggerissimo, ad alta resistenza, progettato per la massima scorrevolezza delle ruote (triplo cuscinetto)



Maggiore comfort, massima flessibilità grazie alle spondine Desk completamente ribaltabili ed estraibili.



Avantgarde CV colore Candy Red, equipaggiata di antiribaltamento, ruote Soft Froglegs da 6", forcella lunga, ruote posteriori da 24" BOR light, freni con leva pieghevole, schienale reclinabile, telo schienale tensionabile saldato, manopole lunghe e spondine Desk con braccioli.