

Noir

un concentrato di tecnologia. Carrozina monoscocca, in fibra di carbonio, realizzata solo "su misura". Ogni particolare è studiato per poter offrire, all'interno di un lineare ed accattivante design, peso minimo e resistenza massima. La carrozzina, disegnata attorno a TE, diventa parte integrante del Tuo stile e della Tua personale eleganza. La leggerezza estrema di tutta la struttura in carbonio unita alla componentistica di alta qualità consente maneggevolezza d'uso e reattività uniche.



Telaio monoscocca su misura, completamente in fibra di carbonio, compatto ed ultraleggero



Schienale in carbonio regolabile in altezza ed inclinazione, con imbottitura leggera



Ruota ultraleggera
Progeo KEY SPORT 24"



Nuova forcella sport, perno in titanio, supporto in carbonio

DATI TECNICI

	Tipologia carrozina superleggera a telaio rigido per uso interno ed esterno	
	Larghezza seduta 33 - 36 - 39 - 42 - 45 cm	Angolo schienale Da 74° a 94° alla seduta Regolabile
	Profondità seduta 35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 cm	Campanatura 0° 2° 4°
	Altezza seduta Su misura	Carico massimo 125 kg
	Distanza pedana Su misura (std) Regolabile (optional)	Peso carrozzina 6,3 kg circa (con ruote posteriori KEY SPORT)
	Altezza schienale Da 24,5 a 47 cm Regolabile	Peso solo telaio 3,7 kg circa
	Angolo telaio ant. 85° 90° 95°	
	Lunghezza totale 85 cm circa (conf.std)	
	Larghezza totale Largh. seduta + 17 cm (con campanatura 0°)	

12

tecnologia
eccellenza
reattività



Telaio monoscocca in fibra di carbonio disponibile con tre angoli (85° - 90° - 95°)



Inquadratura e peso ridottissimi, agevola le operazioni di caricamento in auto

