

QUICKIE

RXS KID e RXS

Carrozzina pieghevole leggera in alluminio

Regolazioni del baricentro, altezza e angolo della seduta regolabili grazie alla piastra posteriore.



Telaio in alluminio resistente e estremamente leggero.



Modello RXS KID



Modello RXS

STEPS
Sunrise Training and Education Programmes

KNOWLEDGE FOR THE FUTURE

**SUNRISE
MEDICAL**





Sunrise Medical Srl
Via Riva 20 - Montale,
29100 Piacenza, Italia
Tel +39 0523 573111
Fax + 39 0523 570060

www.sunrisemedical.com
info@ sunrisemedical.it





**INNOVATE.
BUILD FOR THE FUTURE**

QUICKIE RXS KID e RXS caratteristiche tecniche

Profondità seduta (PS)	Larghezza seduta (LS)	Lunghezza telaio (LT)	Altezza schienale (AS)
Dal filo anteriore del telo sedile al tubo posteriore dello schienale.	Tra i fili esterni dei tubi del telaio della seduta.	Dal bordo esterno del tubo del telaio posteriore al bordo esterno del tubo del telaio anteriore.	Dal bordo superiore del telo seduta al bordo superiore del telo schienale.
			

	RXS KID	RXS
Altezza seduta anteriore (A)	da 45 a 47,5 cm (con ruote da 22" e 5")	da 47,5 a 50 cm (con ruote da 24" e 6")
Altezza seduta posteriore (B)	da 41 a 43,5 cm (con ruote da 22" e 5")	da 44,5 a 49,5 cm (con ruote da 24" e 6")
Altezza braccioli regolabili (D)	da 17 a 30 cm	da 23 a 40 cm
Larghezza totale (C)	LS + 21 cm con braccioli desk	LS + 21 cm con braccioli desk



N.B.
Le misure segnalate sono indicative e sono relative al modello in versione standard da cm 40 di larghezza di seduta.

	RXS KID	RXS
Peso	15 kg con LS 35 cm	16 kg con LS 40 cm
	braccioli regolabili	braccioli regolabili
	ruote da 22" e 5"	ruote da 24" e 6"
	corrimano in alluminio	corrimano in alluminio
	pedane in alluminio e ruotine da transito	pedane in plastica e ruotine da transito

N.B. Il peso varia in base alle opzioni diverse dallo standard.