

La più Leggera: massimo livello di personalizzazione....

Dati tecnici

| | |
|-------------------|-----------|
| Portata max | 100 kg |
| Peso del prodotto | da 8,5 kg |
| Larghezza sedile | 32–50 cm |
| Profondità sedile | 36–52 cm |
| Altezza schienale | 25–50 cm |

E' la compagna quotidiana perfetta per gli utenti particolarmente esigenti: Avantgarde CLT è il modello dal peso ottimizzato per eccellenza di tutti i componenti. La struttura particolarmente leggera del telaio in alluminio a doppia crociera centrale è altamente concorrenziale anche dal punto di vista del look estetico. Particolarmente elegante, ma soprattutto leggera è la versione con telaio saldato, ideale per utenti molto esperti nella guida della carrozzina.

Caratteristiche principali del modello Avantgarde CLT

- Telaio pieghevole a struttura modulare
- Telaio anteriore a struttura chiusa con pedana poggia-piedi integrata
- Curvatura del telaio anteriore di 70° e di 80° a scelta, a seconda della inclinazione richiesta per il ginocchio e la posizione prescritta per le gambe
- Curvatura del telaio anteriore di 90° senza pedana poggia-piedi per utenti con amputazione bilaterale
- Staffa poggia-piedi aperta in alluminio e spondine in carbonio
- Telo schienale tensionabile, pedane poggia-piedi regolabili in inclinazione
- Per la versione regolabile, supporto ruota posteriore per la regolazione precisa della stabilità e della scorrevolezza, dell'assetto ruota, dell'inclinazione della seduta, della campanatura ruota, della convergenza. In alternativa: telaio completamente saldato con assetto e posizione ruota posteriore fisse.
- Forcelle per ruote anteriori concepite per massimizzare scorrevolezza delle ruote anteriori
- Fabbricazione speciale a richiesta



Le forcelle ammortizzate Froglegs per le ruote anteriori, migliorano decisamente il comfort di guida, grazie all'efficace assorbimento delle sollecitazioni sui percorsi più accidentati.



Con un peso di soli 860 grammi per cerchio, le ruote Infinity rappresentano la versione più leggera della famiglia Avantgarde



Spondine laterali leggerissime in carbonio: una combinazione perfetta di funzionalità ottimale e look di pregio.



Avantgarde CLT nel colore Pure Metal Blue, telaio saldato, curvatura del telaio anteriore di 80°, equipaggiato di ruotine leggere da 4" e forcelle corte, ruote posteriori Infinity, freni a leva corti, schienale diritto perpendicolare di 90° a terra, telo schienale tensionabile saldato, manopole corte, spondine proteggibili in carbonio e staffa poggiatesta aperta.