




PEARL®

PICCOLO SOLO NELLE DIMENSIONI!



Dati tecnici


Versione	4 ruote	Peso della parte più pesante	16 kg
Velocità	6 km/h	Diametro di sterzata	1790 mm
Batterie	21 Ah	Pendenza massima superabile	14°
Autonomia massima	24 km	Spazio per inversione	1360 mm
Colore	Rosso	Altezza da terra	70 mm
Portata massima	136 kg	Copertoni	pieni
Peso totale	52 kg	Ruote anteriori	190 mm (7" 1/2)
Peso batterie	7,2 kg	Ruote posteriori	220 mm (8" 1/2)
Peso sedile	8,9 kg	Luci e frecce	no
Peso dell'unità di guida	14,7 kg		


Per maggiori informazioni su opzioni e accessori, fare riferimento alla scheda d'ordine.
Tutte le informazioni possono essere soggette a cambiamenti senza notifica. Contattare Sunrise Medical per ogni richiesta.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.com.



WHERE YOU WANT TO BE.

PEARL®





PEARL®

**GRANDI PERFORMANCE,
GRANDE COMPATTEZZA.**





Andare a fare un giro non potrebbe essere più facile grazie allo scooter Sterling® Pearl®. Che si tratti di una passeggiata in città, al supermercato o solo di un giretto dietro casa, il Pearl® è estremamente maneggevole e la sua leggerezza e la sua compattezza permettono facilmente di metterlo nella parte posteriore della vostra auto, offrendo così la versatilità di portare il tuo scooter ovunque tu voglia andare.

Compattezza

Smontare lo Sterling® Pearl® è un gioco da bambini. In pochi secondi si separano il telaio posteriore e la parte della guida - semplicemente premendo una leva. Non c'è la necessità di rimuovere viti, non servono attrezzi e non vi sono cavi.

Anche se è uno scooter di dimensioni medio/piccole con una portata fino a 136 kg, il Pearl® è molto leggero. Quando è smontato, la parte più pesante pesa solo 16 kg. Inoltre, lo Sterling® Pearl® ha un'autonomia fino a 24 km e una velocità di 6 km/h, rendendolo adatto sia per brevi che per lunghi tratti. Insieme ad una linea attraente e riconoscibile tutto ciò rende Sterling® Pearl® il compagno ideale per le tue passeggiate.



Collegamenti senza fili



Potente, batterie a lunga durata da 21 Ah, con maniglie per toglierle e riposizionarle facilmente

Performance

Lo Sterling® Pearl® non solo è bello, ma è anche stato pensato sia per la praticità che per il facile utilizzo. Con la nuova funzione standby, il Pearl® difficilmente spreca energia e mantiene la carica della batteria. Ciò permette di avere un aumento dell'autonomia fino a 24 km.

Le caratteristiche di una migliore manovrabilità e guida del Pearl® ti stupiranno. Il raggio di sterzata di soli 117 cm offre un'eccellente manovrabilità mentre lo stretto profilo del Pearl® permette di spostarti anche attraverso gli spazi più ristretti.



Comandi facili da usare



Sedile regolabile, girevole ed imbottito, che offre grande comodità