

# SUPERIOR CLINICAL SEATING



# SUPERIOR CLINICAL SEATING




JAY® fornisce all'utente la posizione di seduta migliore, dando stabilità posturale ed efficace redistribuzione dei carichi.

A livello clinico i compromessi non sono accettabili. L'efficacia e la facilità di utilizzo sono prioritari. A questo scopo Jay® sviluppa prodotti che affrontano tutte queste sfide considerando ogni dettaglio e rispondendo alle esigenze più diverse.

Il risultato è un capolavoro di tecnologia: Jay® combina in modo ideale stabilità, efficacia posturale, gestione dei carichi, facilità di utilizzo e comfort.





**Cuscini**

**JAY® Basic**

**JAY® Soft Combi P**

**CARATTERISTICHE**

**Comfort e resistenza**

**Stabilità posturale e resistenza**

**SCOPO**

Studiato per utenti con postura simmetrica e basso rischio di lesione cutanea che necessitano di comfort e di un supporto posturale ridotto.

Studiato per utenti che hanno una postura simmetrica e un basso rischio di lesione cutanea e che necessitano di un supporto posturale da minimo a moderato.

INTEGRITA' DELLA PELLE  
FORZE DI TAGLIO  
STABILITA'  
POSTURA  
TOLLERANZA SEDUTA

■  
■  
■  
■  
■ ■

■  
■  
■ ■ ■  
■ ■  
■ ■ ■

**MISURE**

LARGHEZZA (CM)  
PROFONDITA' (CM)  
ALTEZZA ANTERIORE (CM)  
ALTEZZA POSTERIORE (CM)

25 - 60 cm  
25 - 60 cm  
4,8 cm  
4,7 cm

25 - 60 cm  
25 - 60 cm  
5,9 cm  
4,4 cm

PORTATA MASSIMA (KG)  
PESO PRODOTTO (MIN)  
PESO PRODOTTO (MAX)

113 kg  
0,3 kg  
1,73 kg

150 kg  
0,34 kg  
1,98 kg

**TIPO CUSCINO**

SCHIUMA A CELLE APERTE  
SCHIUMA A CELLE APERTE + FLUIDO  
SCH. A CELLE CHIUSE+ SCH. RETICOLATA  
SCHIUMA A CELLE CHIUSE+ FLUIDO  
SCH. A CELLE CHIUSE+ FLUIDO/ ARIA

Si  
-  
-  
-  
-

Si  
-  
-  
-  
-

**TIPO FODERA**

INCONTINENZA  
AIR EXCHANGE / MICROCLIMATICA

Si  
No

Si  
No

**GARANZIA**

2 anni

2 anni



## JAY® Easy Visco

### Elevato comfort e stabilità

Cuscino molto leggero con elevato livello di comfort e stabilità.



## JAY® Lite

### Cuscino estremamente leggero, traspirante per la protezione della pelle per utenti attivi

Stabilità posturale, facilità di trasferimento e protezione della pelle per utenti attivi.



## JAY® Care

### Postura e cura per anziani

Questo cuscino è ideale per persone anziane con retroversione del bacino e che necessitano di un moderato supporto posturale.



25 - 60 cm  
25 - 60 cm  
6,3 cm  
5,5 cm

150 kg  
0,50 kg  
2,70 kg

Si  
-  
-  
-  
-

Si  
Si

2 anni

35 - 60 cm  
35 - 60 cm  
8 cm  
7,5 cm

125 kg  
0,55 kg  
1,62 kg

-  
-  
Si  
-  
-

No  
Si

2 anni

40 / 45 / 50 cm  
40 / 45 cm  
9,6 cm  
9,6 cm

113 kg  
3,3 kg  
4,1 kg

-  
Si  
-  
-  
-

Si  
No

2 anni



### Cuscini

### JAY® Duo

### JAY® Easy Fluid

#### CARATTERISTICHE

Protezione ed altezza da terra ridotta

Protezione della pelle e stabilità posturale

#### SCOPO

Studiato per utenti che effettuino l'autospinta a piede permette di mantenere la seduta molto bassa rispetto al terreno.

Protezione della pelle e moderata stabilità posturale per utenti attivi.

INTEGRITA' DELLA PELLE  
FORZA DI TAGLIO  
STABILITA'  
POSTURA  
TOLLERANZA SEDUTA

■ ■ ■  
■ ■ ■  
■ ■ ■  
■ ■  
■ ■ ■

■ ■ ■  
■ ■ ■  
■ ■ ■  
■ ■ ■  
■ ■ ■ ■

#### MISURE

LARGHEZZA (CM)  
PROFONDITA' (CM)  
ALTEZZA ANTERIORE (CM)  
ALTEZZA POSTERIORE (CM)

25 - 60 cm  
25 - 60 cm  
4,8 cm  
4,7 cm

25 - 60 cm  
25 - 60 cm  
6,3 cm  
5,5 cm

PORTATA MASSIMA (KG)  
PESO PRODOTTO (MIN)  
PESO PRODOTTO (MAX)

113 kg  
0,3 kg  
1,73 kg

150 kg  
1,8 kg  
6 kg

#### TIPO CUSCINO

SCHIUMA A CELLE APERTE -  
SCHIUMA A CELLE APERTE + FLUIDO Si  
SCH. A CELLE CHIUSE+ SCH. RETICOLATA -  
SCHIUMA A CELLE CHIUSE+ FLUIDO -  
SCH. A CELLE CHIUSE+ FLUIDO/ ARIA -

-  
Si  
-  
-  
-

#### TIPO FODERA

INCONTINENZA  
AIR EXCHANGE / MICROCLIMATICA

Si  
No

Si  
Si

#### GARANZIA

2 anni

2 anni



## JAY® Xtreme

**Cuscino molto leggero che offre moderata redistribuzione della pressione e protezione delle forze di taglio per utenti attivi**

Molto leggero, media protezione della pelle per utenti attivi: stabilità posturale e protezione della pelle.



## JAY® Active

**Profilo basso; riduzione della pressione e delle forze di taglio**


Cuscino a basso profilo, studiato per utenti attivi che necessitano di un'ottima redistribuzione della pressione e di una buona stabilità.



## JAY® J2 Plus

**Riduzione della pressione e delle forze di taglio per gli utenti di dimensione maggiore**

Riduzione della pressione e delle forze di taglio per utenti bariatrici.



35 / 38 / 40 / 43 / 45 / 50 cm  
35 / 38 / 40 / 43 / 45 / 50 cm  
5,5 cm  
5,5 cm

150 kg  
2,2 kg  
3,8 kg

-  
Si  
-  
-  
-

Si  
Si

2 anni

35 / 40 / 45 / 50 cm  
40 / 45 / 50 cm  
5 cm  
7 cm

113 kg  
2,2 kg  
3,8 kg

-  
Si  
-  
-  
-

Si  
Si

2 anni

51 - 65 cm  
45 - 55 cm  
10,2 cm  
10,2 cm

295 kg  
3,2 kg  
5,0 kg

-  
-  
-  
Si  
-

Si  
Si

2 anni



### Cuscini

### JAY® GS

### JAY® J2

#### CARATTERISTICHE

**Stabilità posturale e crescita pediatrica**

**Stabilità posturale con integrità della pelle**

#### SCOPO

Cuscino ideale per utenti pediatrici che necessitano di un elevato supporto posturale e che hanno un rischio di lesione cutanea da moderato ad elevato.

Studiato per utenti con esigenze di posizionamento da moderate ad elevate e/o ad alto rischio di lesione cutanea.

INTEGRITA' DELLA PELLE  
FORZA DI TAGLIO  
STABILITA'  
POSTURA  
TOLLERANZA SEDUTA



#### MISURE

LARGHEZZA (CM)  
PROFONDITA' (CM)  
ALTEZZA ANTERIORE (CM)  
ALTEZZA POSTERIORE (CM)

25 / 30 / 35 / 40 / 45 cm  
33 / 38 / 43 / 48 / 50 cm  
7 cm  
7 cm

35 - 60 cm  
40 - 50 cm  
7,6 cm  
7,6 cm

PORTATA MASSIMA (KG)  
PESO PRODOTTO (MIN)  
PESO PRODOTTO (MAX)

113 kg  
0,8 kg  
3 kg

150 kg  
2,0 kg  
5,4 kg

#### TIPO CUSCINO

SCHIUMA A CELLE APERTE -  
SCHIUMA A CELLE APERTE + FLUIDO -  
SCH. A CELLE CHIUSE+ SCH. RETICOLATA -  
SCHIUMA A CELLE CHIUSE+ FLUIDO Si  
SCH. A CELLE CHIUSE+ FLUIDO/ ARIA -

-  
-  
-  
Si  
-

#### TIPO FODERA

INCONTINENZA  
AIR EXCHANGE / MICROCLIMATICA

Si  
No

Si  
Si

#### GARANZIA

2 anni

2 anni



## JAY® J2 DC

### Elevata integrità della pelle e stabilità posturale

Studiato per utenti con elevato rischio di lesione cutanea e con necessità di stabilità posturale.



## JAY® J3

### Soluzione ultima delle sedute modulari con tecnologia ad Aria o Fluido

Sistema di seduta modulare. Redistribuzione eccellente della pressione. Stabilità posturale, ottima dispersione del calore e dell'umidità, comfort.



## JAY® Fit

### Stabilità posturale elevata

Studiato per utenti con postura asimmetrica e basso rischio di lesione cutanea che necessitano di un supporto posturale elevato.



35 - 60 cm  
35 - 50 cm  
10,2 cm  
10,2 cm

150 kg  
2,3 kg  
5,4 kg

-  
-  
-  
Si  
-

Si  
Si

2 anni

30 - 60 cm  
30 - 60 cm  
9,5 cm / 11 cm (Standard / Deep)  
9,5 cm / 11 cm (Standard / Deep)

150 kg / 227 kg (Standard/ Deep)  
Fluido: 1,7 kg / Aria: 1,1 kg  
Fluido: 4,5 kg / Aria: 2,8 kg

-  
-  
-  
-  
Si

Si  
Si

2 anni

25 - 45 cm  
30 - 50 cm  
4,8 cm  
4,7 cm

113 kg  
0,3 kg  
1,73 kg

-  
-  
-  
Si  
-

Si  
No

2 anni



## Schienali

## JAY® Care

## JAY® J2 Plus

## CARATTERISTICHE

## Posizionamento ed attenzione per utenti anziani

## Soluzione per utenti bariatrici

## SCOPO

Studiato per utenti che hanno una postura cifotica fissa. Supporto posturale per persone anziane.

Soluzione per utenti bariatrici, schienale con allineamento anatomico bi-angolare che offre una stabilità del tronco e del bacino, seguendo la conformazione dell'utente.

## MISURE

LARGHEZZA (CM)  
PROFONDITÀ SAGOMATURA (CM)  
ALTEZZA (CM)

38 - 48 cm  
10 cm  
40 - 50 cm

51 - 58 cm / 58 - 65 cm  
-  
51 cm

## PORTATA MASSIMA (KG)

113 kg

295 kg

## TIPO FODERE

INCONTINENZA  
AIR EXCHANGE / MICROCLIMATICA

No  
Si

No  
Si

## GARANZIA

2 anni

2 anni





## JAY® J2

### Schienale posturale

Studiato per utenti che hanno necessità posturali moderate. Favorisce la simmetria e la stabilità.

30 - 50 cm  
-  
32 - 44 cm

113 kg

No  
Si

2 anni

## JAY® J2 Tall

### Schienale posturale

Versione alta dello schienale Jay® J2, adatto per utenti alti, con moderate necessità posturali. Favorisce la simmetria e la stabilità.

35 - 50 cm  
15 cm  
45 - 48 cm

113 kg

No  
Si

2 anni

## JAY® J2 Deep Contour

### Schienale posturale contenitivo

Studiato per utenti che necessitano di un supporto posteriore e laterale; facile da utilizzare, favorisce un buon posizionamento di bacino e tronco. Schienale posturale con ulteriore contenimento laterale basso.

35 - 50 cm  
15 cm  
45 - 48 cm

113 kg

No  
Si

2 anni





**Schienali**

**JAY® J3**

**JAY® Fit**

**CARATTERISTICHE**

**Semplice - Efficace - Posturale**

**Schienale posturale evolutivo**

**SCOPO**

Antropometricamente studiato per il supporto posturale. Ampia gamma di forme e misure per incontrare le necessità degli utenti.

Schienale posturale altamente configurabile, per utenti con necessità posturali da moderate ad elevate e con caratteristiche patologiche evolutive.

**MISURE**

<b>LARGHEZZA (CM)</b>	36 / 41 / 46 / 51 cm	25 - 45 cm
<b>PROFONDITÀ SAGOMATURA (CM)</b>	SC 5 cm/MC 8 cm/DC 15 cm/PDC 15 cm	15 cm
<b>ALTEZZA (CM)</b>	LT (17 / 20 / 24 cm) - MT (30 / 34 / 38 cm) UT (42 / 46 / 50 cm) - SH (53 / 57 / 61 cm)	25 - 55 cm

<b>PORTATA MASSIMA (KG)</b>	136 kg	113 kg
-----------------------------	--------	--------

**TIPO FODERE**

<b>INCONTINENZA</b>	No	No
<b>AIR EXCHANGE / MICROCLIMATICA</b>	Si	Si

**GARANZIA**

2 anni

2 anni



MT

UT

SH



SC



PDC

## JAY® Easy

**Semplice - Confortevole - Efficace**

Studiato per offrire un supporto semplice, confortevole ed efficace.

36 / 41 / 46 / 51 cm  
SC 5 cm / PDC 15 cm  
38 / 46 / 53 cm

136 kg

No  
Si

2 anni



## PEDIATRICO



## Schienale

## JAY® Zip

## CARATTERISTICHE

Schienale per utenti pediatrici

## SCOPO

Schienale posturale disegnato per bambini utilizzando dati antropometrici di utenti pediatrici.

## MISURE

LARGHEZZA (CM)	20 / 25 / 30 / 35 cm
PROFONDITÀ SAGOMATURA (CM)	2,5 / 3,8 / 5 / 6,3 cm
ALTEZZA (CM)	15 / 20 / 25 / 30 cm

## PORTATA MASSIMA (KG)

75 kg

## TIPO FODERE

INDROPELENTE	Si
AIR EXCHANGE / MICROCLIMATICA	Si

## GARANZIA

2 anni

## Cuscino

## JAY® Zip

## CARATTERISTICHE

Cuscino per utenti pediatrici

## SCOPO

Cuscino disegnato per bambini utilizzando dati antropometrici di utenti pediatrici.

## INTEGRITA' DELLA PELLE

■ ■ ■

## FORZA DI TAGLIO

■ ■

## STABILITA'

■ ■ ■ ■

## POSTURA

■ ■ ■

## TOLLERANZA SEDUTA

■ ■ ■ ■

## MISURE

LARGHEZZA (CM)	25 - 40 cm
PROFONDITA' (CM)	25 - 46 cm
ALTEZZA ANTERIORE (CM)	5 cm
ALTEZZA POSTERIORE (CM)	4,5 cm

PORTATA MASSIMA (KG)	75 kg
PESO PRODOTTO (MIN)	0,3 kg
PESO PRODOTTO (MAX)	1,73 kg

## TIPO CUSCINO

SCHIUMA A CELLE APERTE	Si
------------------------	----

## TIPO FODERA

INCONTINENZA	Si (fodera interna)
AIR EXCHANGE / MICROCLIMATICA	Si (fodera esterna)

## GARANZIA

2 anni



---

---

# SUPERIOR CLINICAL SEATING

Un capolavoro di tecnologia: la perfetta combinazione tra stabilità, efficacia posturale e gestione dei rischi dovuti ai carichi.

Il massimo livello di comfort e semplicità di utilizzo.



bb\_JAY\_it\_IT\_REV5

**Sunrise Medical S.r.l.**

Via Riva, 20 - Montale

29122 Piacenza

Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

[www.sunrisemedical.it](http://www.sunrisemedical.it)