



Il propulsore elettrico ultraleggero

Solo è il propulsore in grado di convertire la carrozzina manuale in una elettrica, garantendo così maggior mobilità e flessibilità nella vita quotidiana. La propulsione avviene tramite due motori integrati in ciascuna delle due ruote posteriori della carrozzina, di semplice e rapida installazione.

Ideale per chi desidera mantenere l'agilità della propria carrozzina manuale ma che ogni tanto vuol sentirsi sicuro di poter contare su un aiuto.



Un prodotto: 

Distribuito da Medimec® International srl



Caratteristiche principali

- Integra due prodotti in uno, senza apportare modifiche alla carrozzina
- Silenzioso e leggero
- Permette di passare velocemente alla spinta manuale, semplicemente disinserendo i motori dalle ruote
- Lascia la libertà di scegliere se usare la propria forza o affidarsi al motore integrato
- Tutti i componenti del propulsore sono leggeri e compatti, trasportabili anche nei bagagli più ridotti assieme alla carrozzina
- Le batterie al litio permettono di percorrere tragitti superiori a 25 km con una carica
- L'estrazione e l'inserimento delle ruote motorizzate è agevolato da un nuovo sistema brevettato di aggancio a baionetta che sostituisce il più comune, ma scomodo e faticoso, fissaggio per mezzo di un perno
- Agile e compatto permette di muoversi anche in spazi ridotti
- Dà la possibilità di utilizzare le ruote originali della carrozzina, semplicemente sostituendole
- Facilmente applicabile su una nuova carrozzina

Accessori



Piastre di supporto



Rotelline anti-ribaltamento



Joystick



Tavolino per la riabilitazione



Supporto reclinabile per il comando



Invertitore di corrente

Dati tecnici

Portata massima totale*	210 Kg
Portata massima utente	160 Kg
Dimensione ruote motorizzate	24"
Velocità avanti, indietro	6 Km/h, 3 Km/h
Autonomia con una carica	oltre 25 Km**
Potenza massima	fino a 20%***
Accumulatori	28,8 V / 16 Ah
Motore a corrente continua	2 x 28,8 V / 150 W
Peso ruota con motore	9,0 Kg cad.
Peso gruppo batterie	4,2 Kg
Peso comando	0,4 Kg
Peso centralina elettronica	0,1 Kg
Peso complessivo	22,9 Kg

*Peso complessivo di: utente, carrozzina, propulsore. È assolutamente necessario rispettare le indicazioni di portata indicate dal costruttore della carrozzina

** L'autonomia secondo la norma ISO 7176-4 dipende dal peso della persona trasportata, dalla superficie percorsa, dalla temperatura ambientale, etc.

*** Per un peso di 120 Kg dell'utente l'efficienza della frenata e la performance dipendono anche dalla superficie percorsa, dalla temperatura ambientale, etc.

L'azienda produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso.

Un prodotto: 

Distribuito da Medimec® International srl