




Stayflex è un innovativo stabilizzatore pettorale ideato per garantire un comfort ed una flessibilità ineguagliabili, progettato espressamente per stabilizzare ed adattarsi alle necessità dei movimenti toracali. Il tessuto bielastico brevettato consente un controllo graduale per favorire un movimento frontale dinamico. Nella parte inferiore il tessuto ha una minore elasticità per evitare lo spostamento del supporto verso l'alto, mentre gli attacchi inferiori possono ruotare liberamente per seguire l'estensione dello Stayflex durante i movimenti dell'utente.


Stayflex è disponibile con o senza cerniera e nella versione standard o stretta appositamente studiata per le donne.

STAYFLEX - TABELLA MISURE



STANDARD STAYFLEX


| Taglia | A | B | C | D | E |
|--------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| XS | 1-1/4" (22cm) | 5 (13mm) | 5-1/4 (13mm) | 1-1/2 (4mm) | 3-3/4 (9mm) |
| S | 9" (23cm) | 5-1/2" (14cm) | 6-1/2" (16cm) | 1-3/4" (4cm) | 4-3/4" (12cm) |
| M | 12" (30cm) | 7" (18cm) | 8" (20cm) | 1-3/4" (4cm) | 5" (13cm) |
| L | 15" (38cm) | 8-1/2" (21cm) | 9" (23cm) | 2-1/4" (6cm) | 5-1/4" (13cm) |
| XL | 18" (46cm) | 10" (25cm) | 10-1/2" (27cm) | 2-1/4" (6cm) | 6-1/2" (16cm) |



STAYFLEX STRETTO

| Taglia | A | B | C | D | E |
|--------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| M | 12" (30.5cm) | 7" (18cm) | 8" (20.5cm) | 1-3/4" (4cm) | 3-1/2" (9cm) |
| L | 15" (38cm) | 8-1/2" (21.5cm) | 9" (23cm) | 2-1/4" (6cm) | 3-1/2" (10cm) |
| XL | 18" (46cm) | 10" (25.5cm) | 10-1/2" (27cm) | 2-1/4" (6cm) | 3-3/4" (10cm) |

MISURAZIONI PER STAYFLEX E BRETPELLAGGI



Misurare la larghezza delle spalle. Se la misura ricade tra due intervalli considerate anche altri fattori quali indumenti, crescita del soggetto o cambi di peso.

| | |
|----|-----------------------|
| XS | 9-1/2 - 11" (24-28cm) |
| S | 11 - 13" (28-33cm) |
| M | 13 - 16" (33-41cm) |
| L | 16 - 19" (41-48cm) |
| XL | 19 - 22" (48-56cm) |

| STAYFLEX STANDARD | | TRAZIONE FRONTALE | | TRAZIONE POSTERIORE | |
|-------------------|--------------|-------------------|------------|---------------------|--|
| Taglia | Con Cerniera | Senza Cerniera | | Senza Cerniera | |
| | | XS | | BO-SH311XS | |
| S | BO-SH310S | BO-SH311S | BO-SH320S | BO-SH321S | |
| M | BO-SH310M | BO-SH311M | BO-SH320M | BO-SH321M | |
| L | BO-SH310L | BO-SH311L | BO-SH320L | BO-SH321L | |
| XL | BO-SH310XL | BO-SH311XL | BO-SH320XL | BO-SH321XL | |

| STAYFLEX STRETTO | | TRAZIONE FRONTALE | | TRAZIONE POSTERIORE | |
|------------------|--------------|-------------------|------------|---------------------|-----------|
| Taglia | Con Cerniera | Senza Cerniera | | Senza Cerniera | |
| | | M | BO-SH330M | BO-SH331M | BO-SH340M |
| L | BO-SH330L | BO-SH331L | BO-SH340L | BO-SH341L | |
| XL | BO-SH330XL | BO-SH331XL | BO-SH340XL | BO-SH341XL | |