

Posizionamento arti inferiori



Il posizionamento degli arti inferiori influisce sulla posizione del bacino, sull'equilibrio e permette di avere libertà di movimento per la parte superiore.

MISURAZIONI PER CAVIGLIERE



Misurare la circonferenza sopra la caviglia.

XS	5-1/2"-7" (14cm-17cm)
S	6-1/2"-8" (17cm-20cm)
M	7-1/2"-9" (19cm-23cm)
L	8-1/2"-11-1/2" (22cm-29cm)
XL	11"-13" (28cm-33cm)



CAVIGLIERE CON CHIUSURA VELCRO

Vendute in coppia. Il morbido cinturino di regolazione si conforma alla curvatura della caviglia ed offre una chiusura molto resistente.

BO-FT210XS	Extra Small
BO-FT210S	Small
BO-FT210M	Medium
BO-FT210L	Large
BO-FT210XL	Extra Large



CAVIGLIERE CON SGANCIO LATERALE

Vendute in coppia. Il cinturino regolabile consente una perfetta regolazione e la fibbia a sgancio laterale resiste anche alle sollecitazioni più intense.

BO-FT220XS	Extra Small
BO-FT220S	Small
BO-FT220M	Medium
BO-FT220L	Large
BO-FT220XL	Extra Large