

BRETTELLAGGI AD H

Dispongono una cinghia regolabile sullo sterno, assicurando maggiore stabilità ed elevato controllo, ideale in caso di movimenti spastici.



Taglia	Lughezza Imbottiture	Trazione Frontale	Trazione Posteriore
S	12" (31cm)	BO-SH210S	BO-SH220S
M	13-1/2" (34cm)	BO-SH210M	BO-SH220M
L	16" (41cm)	BO-SH210L	BO-SH220L
XL	18-1/2" (47cm)	BO-SH210XL	BO-SH220XL

BRETTELLAGGI TRIMLINE

Composti da 2 cinghie imbottite indipendenti che lasciano grande libertà di posizionamento per il controllo del tronco.



Taglia	Lughezza Imbottiture	Trazione Frontale	Trazione Posteriore
S	18-1/2" (47cm)	BO-SH230S	BO-SH240S
M	11-1/2" (29cm)	BO-SH230M	BO-SH240M
L	13-1/2" (34cm)	BO-SH230L	BO-SH240L

OPZIONI DI FISSAGGIO PER STAYFLEX E BRETTELLAGGI



CONFIGURAZIONE OPZIONALE

Per l'utilizzo di fibbie a clip o altri attacchi, possono essere rimosse le fibbie a sgancio laterale per ottenere una lunghezza maggiore delle cinghie.



TRAZIONE ANTERIORE

Dona la massima stabilità consentendo la regolazione stando sia di fronte che alle spalle dell'utente.

**NUOVA
OPZIONE A
TRAZIONE
POSTERIORE**



TRAZIONE POSTERIORE

La trazione posteriore è ideale su gli schienali più spessi o quando si vuole tenere lontano dall'utente le fibbie e le parti regolabili.