



J.O.B.
Jamme 'o bagno



NEATECH

UN "MARE" DI IDEE

www.neatech.it



J.O.B.



Facile da trasportare...
...anche in auto di
piccole dimensioni!



Optionals

	Braccioli	Alluminio anodizzato, rivestimento in neoprene
	Cintura di sicurezza	Nylon antistrappo con sgancio rapido di sicurezza in velcro
	Borsa per il trasporto	Nylon antistrappo con manici rivestiti, tracolla, tasca interna e doppio comparto
	Collare cervicale gonfiabile	PVC gonfiabile a supporto di attività acquatiche
	Pettorina	Fascia di contenimento tronco in cordura antistrappo
	Canopy	Tendalino prendisole in nylon coordinato
	Jobby	Scoter elettrico subacqueo con potenza di 200W con batterie ricaricabili

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio in lega d'alluminio verniciato a polvere
Telo in corduraTM
Cordame nautico
Ruote gonfiabili in miscela brevettata, riparabili con colla tipo TANGIT[®]
Mozzo in alluminio e grafite a tenuta stagna

Peso telaio: 7 Kg
Peso ruota: 3 Kg
Portata max per ruota: 100 Kg
Componenti asportabili: schienale, antiribaltamento, supporto anteriore, poggiatesta, ruote

Ingombro sedia montata: 93x93x107
Ingombro telaio smontato: 90x45x30