

# MAGNUM XL PRO

## MAGNETOTERAPIA

### 41 PROGRAMMI

27 Salute-Rehab - 14 Estetica-Fitness

- **POTENZA GAUSS:** 500 Gauss di Picco (250 x 2 canali); 200 Gauss Medi (100 x 2 canali); Potenza regolabile con step di 5
- **DISPLAY:** un ampio e **RETROILLUMINATO** display grafico permette la visualizzazione di tutti i parametri e la facilità dei comandi rende l'apparecchio completo e facile da utilizzare
- **TIPO DI TERAPIA:** apparecchio per magnetoterapia a campi magnetici pulsati a bassa frequenza
- **SOLENOIDE DI NUOVA GENERAZIONE:** possibilità di trattare le patologie in modalità profonda o in superficie grazie al suo speciale solenoide nato dalla ricerca Globus con la collaborazione dei più importanti studi di fisioterapia. Permette inoltre sia il trattamento di superfici estese come la schiena, che di superfici piccole come un polso
- **41 PROGRAMMI PREIMPOSTATI**
- **10 PROGRAMMI MEMORIZZABILI**
- **CANALI DI USCITA:** 2 canali
- **FREQUENZA REGOLABILE:** da 5 a 200 Hz
- **ALIMENTAZIONE:** rete 220V
- **DIFFUSORI in dotazione:** 2 in tessuto, dimensione circa 30 x 10 cm. Tale speciale diffusore, brevettato, permette sia la sovrapposizione che l'opposizione di campo elettromagnetico
- **DIFFUSORI opzionali:** in gomma, sanitizzabile, dimensione 12,5 x 11,5 cm



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 2 CANALI indipendenti  
Intensità erogabile: 500 Gauss di picco totali; 100 Gauss di media per canale  
Frequenza regolabile: 5-200 Hz step di 5  
DutyCycle: 5-100% step di 5  
Alimentazione: rete a 220V  
Display RETROILLUMINATO grafico di grandi dimensioni e sistema di navigazione EASY-PRO con tastiera joypad  
Dispositivo in Classe II A  
Conforme alla direttiva 93/42/CEE-2007/47/CEE

#### DOTAZIONE

1 borsa  
2 diffusori Morbidi Flessibili ed Estensibili  
1 unità magnetoterapia Magnum XL pro  
1 alimentatore  
1 manuale d'uso

# MAGNUM XL PRO

## Elenco programmi

### SALUTE-REHAB

Fratture  
Fratture Spalla  
Fratture Clavicola  
Fratture Collo Femore  
Fratture Avambraccio  
Fratture Bacino  
Fratture Tibia  
Frattura Polso  
Frattura Scafoide  
Cuffie Rotatori  
Tunnel Carpale  
Osteoartrite Ginocchio  
Osteoartrite Cervicale  
Osteoartrite Mano  
Osteoartrite Anca  
Osteoartrite Spalla  
Osteoartrite Colonna  
Dolore Schiena  
Artrosi  
Protesi Anca  
Ritardo Consolidamento fratture  
Osteoporosi  
Post LCA  
Pulizia Cartilagine  
Post Protesi Ginocchio  
Ulcere pelle  
Epicondilita

### ESTETICA-FITNESS

Drenaggio Addome  
Drenaggio Arti Superiori  
Drenaggio Cosce Glutei e Fianchi  
Cellulite Addome  
Cellulite Arti Superiori  
Cellulite Cosce Glutei e Fianchi  
Stati Edematosi  
Gonfiore Gambe  
Trattamento Riattivante  
Rigenerazione Tessutale  
Acne  
Cicatrici  
Rughe Facciali  
Smagliature