 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p><b>SCHEDA TECNICA</b></p> <p><b>Bilancia Pesa Persone seca 762</b></p>	<p>Rev. 00 Giugno 2010</p>
--	---	--------------------------------

<b>Codice</b>	<b>762 1019 004</b>
---------------	---------------------



**Indicazioni**

Bilancia meccanica pesa persone, per uso privato.

**Descrizione**

seca 762: bilancia meccanica da terra, con divisione fine a 500 g.

Bilancia dal classico design con un grande, chiaro e ben definito quadrante con una divisione di 500 grammi. Con una piattaforma ampia e bassa, il tappetino anti-scivolo e la verniciatura resistente ai graffi è facile salirci e pesarsi.


Colore: bianca con tappetino nero.

- Portata: 150 kg
- Divisione: 500 g
- Funzioni: regolazione dello zero

**Controindicazioni e Avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p><b>SCHEDA TECNICA</b></p> <p><b>Bilancia Pesa Persone seca 762</b></p>	<p>Rev. 00 Giugno 2010</p>
--	---	--------------------------------

**Pulizia**

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

**Conservazione**

Conservare in luogo fresco e asciutto.

**Lattice:** esente, Latex Free

**Caratteristiche Tecniche**

Produttore:	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
Portata:	150 kg
Divisione:	500 g
Dimensioni (LxAxP):	305x120x470 mm
Pedana (LxAxP):	260x70x265 mm
Peso:	3,5 kg
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° C / + 40° C