 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	SCHEDA TECNICA Bilancia Pesapersona seca 761	Rev. 01 Giugno 2010
--	---	------------------------

Codice	761 7019 009
---------------	---------------------

CND	V0399	Repertorio	92665/R
------------	--------------	-------------------	----------------



Indicazioni

Bilancia meccanica pesapersona per uso medico.

Descrizione

seca 761: bilancia meccanica da terra, con grande quadrante ad orologio.

Preciso e classico design con grande quadrante ad orologio.

Pedana con tappetino antiscivolo, scala chiara e ben definita: design, funzionalità e precisione ruotano intorno a questa pesapersona meccanica.

Cassa e quadrante bianchi, tappetino nero.

. Optional: borsa trasporto seca 421


Controindicazioni e Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

Pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>Bilancia Pesapersona seca 761</p>	<p>Rev. 01 Giugno 2010</p>
--	--	--------------------------------

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Lattice: esente, Latex Free

Caratteristiche Tecniche

Produttore:	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
Portata:	150 kg
Divisione:	1 kg
Dimensioni (LxAxP):	303x118x470 mm
Pedana (LxAxP):	265x70x2265 mm
Peso:	3,5 kg
Temperatura ambientale d'uso	+ 10° C / + 40° C
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe IIII per uso medico
Conformità CEE 93/42 Dispositivi Medici:	Classe I