 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>Bilancia Pesa Persone</p>	<p>Rev. 01 Giugno 2010</p>
--	--	--------------------------------

Codici	750 1017 004 bianca
	750 1019 004 nera



Indicazioni

Bilancia meccanica pesa persone, per uso privato.

Descrizione

seca 750: bilancia meccanica da terra, compatta e solida.

Bella e stabile - la bilancia seca 750 con il suo rivestimento laccato a polvere bianco è veramente attraente ovunque la si utilizzi. Il grande quadrante ad orologio rende facile leggere i risultati.


Cassa in acciaio e piattaforma ricoperta da cuoio sintetico bianco o nero.

- Portata: 150 kg
- Divisione: 1 kg
- Funzioni: regolazione dello zero

Controindicazioni e Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	SCHEDA TECNICA Bilancia Pesa Persone	Rev. 01 Giugno 2010
--	---	--------------------------------------

Pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Lattice: esente, Latex Free

Caratteristiche Tecniche

Produttore:	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
Portata:	150 kg
Divisione:	1 kg
Dimensioni (LxAxP):	317x117x477 mm
Pedana (LxAxP):	290x70x290 mm
Peso:	3,5 kg
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° C / + 40° C