

 Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it	SCHEDA TECNICA Bilancia Pesa Persone seca 803	Rev. 00 Giugno 2010
---	---	---

Codice	803 1320 009 (bianca) 803 1321 009 (nera)
---------------	--



Indicazioni

Bilancia digitale pesa persone, per uso privato.

Descrizione

seca 803: bilancia digitale da terra, con grande display.

Anche le bilance più semplici di seca hanno vantaggi evidenti. La loro accattivante forma lineare e classica ed il rivestimento di alta qualità rendono la pesata un piacere.

Il display particolarmente grande è facile da leggere.

Disponibile nei colori: bianco, nero.

- Base in plastica rigida bi-componente. Solido appoggio.
- Quattro stabili piedini. Sicuro stare in piedi.
- Cifre LCD alte 28 mm. Facili da leggere.
- Portata: 150 kg
- Divisione: 100 g
- Funzioni: auto-HOLD, accensione automatica tip-on, spegnimento automatico.

 Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it	SCHEDA TECNICA Bilancia Pesa Persone seca 803	Rev. 00 Giugno 2010
---	---	---

Controindicazioni e Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

Pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Lattice: esente, Latex Free

Caratteristiche Tecniche

Produttore:	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
Portata:	150 kg
Divisione:	100 g
Dimensioni (LxAxP):	316x37x326 mm
Pedana (LxAxP):	295x35x305 mm
Peso:	1,5 kg
Dimensioni delle cifre:	28 mm
Alimentazione:	4 batterie tipo AAA, 1,5 V
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° C / + 40° C