 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>Misuratore neonati seca 207</p>	<p>Rev. 01 Giugno 2010</p>
--	--	--------------------------------

Codice	207 1714 009
---------------	---------------------

CND	V0399	Repertorio	93330/R
------------	--------------	-------------------	----------------



Indicazioni

Misuratore ad asta per misurare la lunghezza di neonati e bambini piccoli.

Descrizione

seca 207: misuratore neonati ad asta, con ampi cursori per una precisa misurazione quando il bambino è disteso.

In alluminio anodizzato.

Può essere fissato al tavolo del cambio o alla parete, oppure usato come dispositivo mobile.


Gli ampi cursori, per posizionare testa e piedi, rendono semplice determinare la lunghezza e possono essere ripiegati quando lo strumento non è in uso.

Controindicazioni e Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>Misuratore neonati seca 207</p>	<p>Rev. 01 Giugno 2010</p>
--	--	--------------------------------

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Lattice: esente, Latex Free

Caratteristiche Tecniche

Produttore:	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
Misurazioni:	da 0 a 99 cm
Divisione:	1 mm
Dimensioni nastro (LxAxP):	286x120x1047 mm
Peso:	810 g
Conformità CEE 93/42 Dispositivi Medici:	CE 0123