


|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
|  <p>Via della Pace, 21<br/>20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy<br/>Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361<br/>www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p> | <b>SCHEDA TECNICA</b><br><br><b>Nastro misuratore<br/>seca 201</b> | Rev. 01<br>Giugno 2010 |
|--|--|------------------------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Codice</b> | <b>201 1717 009</b> |
|---------------|---------------------|

|            |              |                   |                |
|------------|--------------|-------------------|----------------|
| <b>CND</b> | <b>V0399</b> | <b>Repertorio</b> | <b>93583/R</b> |
|------------|--------------|-------------------|----------------|



### **Indicazioni**

Nastro misuratore per determinare circonferenze di adulti e bambini.

### **Descrizione**

seca 201: nastro misuratore per determinare circonferenze di adulti e bambini.  
Riavvolgimento automatico.

### **Controindicazioni e Avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

### **Pulizia**

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

### **Conservazione**

Conservare in luogo fresco e asciutto.

**Lattice:** esente, Latex Free



Via della Pace, 21  
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy  
Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361  
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

## SCHEDA TECNICA

### Nastro misuratore seca 201

Rev. 01  
Giugno 2010

#### Caratteristiche Tecniche

|  |  |
|--|--|
| Produttore:                              | seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany) |
| Misurazioni:                             | 15 – 205 cm                            |
| Divisione:                               | 1 mm                                   |
| Diametro:                                | 70 mm                                  |
| Altezza:                                 | 22 mm                                  |
| Peso:                                    | 55 g circa                             |
| Conformità CEE 93/42 Dispositivi Medici: | CE 0123                                |