

MODELLO	MIO-CARE BEAUTY		
	<p align="center">20 Programmi TENS 15 Programmi BEAUTY</p>		
	<p align="center">DOTAZIONE MIO-CARE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elettroterapia TENS ed EMS con display grafico • 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili) • manuale d'uso e manuale delle posizioni • 16 elettrodi • batteria interna con caricabatteria • borsa morbida per la custodia del prodotto • scatola di confezionamento 		
	<p align="center">CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elettroterapia a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi; • generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata; • funzionamento asincrono dei canali di stimolazione (lipolisi); • tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi; • istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display; • funzionamento con batteria interna ricaricabile; • intensità massima 200 mApp; • dispositivo medico certificato CE0476. 		
	<p align="center">TERAPIA TENS ED ELETTROSTIMOLAZIONE</p> <p>La TENS rappresenta una delle tecniche di elettroterapia più utilizzate in fisioterapia con finalità antalgiche. Essa è da sempre usata per il trattamento di una vasta gamma di problemi legati al dolore fisico, come ad esempio dolori acuti, cronici, dolori muscolari, dolori post-operatori ed anche dolori causati dalla gravidanza. Solitamente viene distinta, in funzione del meccanismo di azione prevalente che coinvolge, in convenzionale, endorfinica, ai valori massimi, antinfiammatorio.</p> <p>L'EMS è una tecnica di stimolazione che favorisce le contrazioni muscolari tramite l'applicazione di impulsi elettrici. In maniera analoga alla TENS, gli impulsi sono applicati al paziente grazie all'utilizzo di elettrodi posti in prossimità dei muscoli da trattare. L'EMS è comunemente usata per il rassodamento, la tonificazione, la definizione, e come complemento alla normale attività sportiva, quindi sia con finalità terapeutiche che estetiche.</p>		
	20 Programmi medicali	15 Programmi bellezza	
	Tens convenzionale (rapido)	Rassodamento arti superiori e tronco	
	Tens endorfinico (ritardato)	Rassodamento arti inferiori	
	Tens ai valori massimi	Tonificazione arti superiori e tronco	
	Antinfiammatorio	Tonificazione arti inferiori	
	Cervicalgia/cefalea miotensiva	Definizione arti superiori e tronco	
	Lombalgia/sciatalgia	Definizione arti inferiori	
	Distorsioni/contusioni	Modellamento	
	Vascolarizzazione	Microlifting	
	Decontratturante	Lipolisi addome	
	Ematomi	Lipolisi cosce	
	Prevenzione atrofia	Lipolisi glutei e fianchi	
	Atrofia (recupero trofismo)	Lipolisi braccia	
	Dolori mano e polso	Elasticità tessuti	
	Stimolazione plantare	Capillarizzazione	
	Epicondilite	Pesantezza alle gambe	
	Epitrocleeite		
	Periartrite		
	Microcorrente		
	Incontinenza da sforzo (sonda esclusa)		
	Incontinenza da urgenza (sonda escl.)		
	Dimensioni apparecchio: 60 X 135 X 19 mm		

