

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>Fonendoscopio per adulti a testina piatta</p> 	<p>Rev. 01 Giugno 2010</p>
--	---	--------------------------------

Codice	LF-300-A Arancio	LF-300-N Nero
	LF-300-B Blu	LF-300-R Rosso
	LF-300-BX Bordeaux	LF-300-V Verde
	LF-300-G Giallo	

CND	C9005
Repertorio	14872/R

Indicazioni

Fonendoscopio per l'auscultazione di suoni proveniente dagli organi del corpo umano. Modello particolarmente indicato in combinazione con sfigmomanometri ad aneroido e a colonna di mercurio per la misura della pressione arteriosa in ambito medico ospedaliero.

Descrizione

Fonendoscopio per adulti a testina piatta.
Tubo in PVC Latex Free.
Archetto in metallo con olive auricolari rigide.

Controindicazioni e Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Componenti

- archetto auricolare in rame
- tubo in PVC Latex Free
- testina in alluminio
- membrana in PVC
- olive auricolari in PVC

Pulizia

- utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Arrotolare il tubo in gomma con cautela evitando di formare angoli.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>Fonendoscopio per adulti a testina piatta</p> 	<p>Rev. 01 Giugno 2010</p>
--	---	--------------------------------

Caratteristiche Tecniche

Produttore:	INTERMED S.r.l. – S. Giuliano Milanese – Italia
Parametri rilevati:	suoni provenienti da organi del corpo umano
Campo di applicazione:	adulti
Conformità:	Dispositivo Medico classe I, conforme alla Direttiva CEE 93/42