

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p><b>SCHEDA TECNICA</b></p> <p><b>Termometro digitale auricolare e a contatto frontale a raggi infrarossi</b></p>	<p>Rev. 01 Maggio 2010</p>
--	--	--------------------------------

<b>Codice</b>	<b>CN-100.086 – Geratherm Duotemp</b>
<b>CND</b>	<b>V03010102</b>
<b>Repertorio</b>	<b>129762/R</b>
<b>Colori</b>	<b>Arancio-Blu-Giallo-Verde</b>

### Indicazioni

Termometro per la misura della temperatura in ambito domiciliare per adulti, bambini e neonati.

### Descrizione

Termometro digitale auricolare e a contatto frontale a raggi infrarossi.

Design moderno e funzionale.

Display a cristalli liquidi con indicazione temperatura, allarme stato febbrile, temperatura misurata troppo elevata e troppo bassa, richiamo misure memorizzate.

Pulsante di accensione

Spegnimento automatico dopo 1 minuto dall'ultima operazione.

Misura della temperatura in 1 secondo.

Selezione della temperatura tra Gradi Celsius e Fahrenheit.

Memoria di 10 rilevazioni di temperatura.

Batteria al litio ad alta autonomia.

### **Colore blu**

### Controindicazioni e Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

### Componenti

Strumento:

- chassis in materiale plastico

Batteria:

- al litio da 3 V – tipo CR2032

### Pulizia

Strumento:

utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di alcool (isopropile al 70%).

Pulire accuratamente la lente della testina per evitare misure artefatte.

Evitare di far entrare all'interno del termometro qualsiasi tipo di liquido.

Non usare benzina o solventi.

### Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p><b>SCHEDA TECNICA</b></p> <p><b>Termometro digitale auricolare e a contatto frontale a raggi infrarossi</b></p>	<p>Rev. 01 Maggio 2010</p>
--	--	--------------------------------

### Caratteristiche Tecniche

Produttore:	Geratherm AG. – Germania
Range di misura temperatura:	da 0 °C a 100 °C (da 32 °F a 212 °F)
Precisione:	da 35,5 a 42,0 °C: +/- 0,1 °C (da 95,9 a 107,6 °F: +/- 0,4 °F)
Divisione:	0,1 °C (0,1 °F)
Alimentazione:	batteria al litio da 3 V – tipo CR2032
Dimensioni:	150 (L) x 36,7 (P) x 44 (A) mm
Peso:	47 g. batteria inclusa
Conformità:	Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42