

Teraheel

SCARICO DELLE PRESSIONE AL CALCAGNO

INDICAZIONI:

- ferite o ulcere al tallone;
- fratture al tallone;
- messa in scarico del retro piede;
- borsiti.

CODICE	MISURA	CARATTERISTICHE
PO400	S-M-L-XL ogni 3 taglie	Nylon nero




Indicata per:

DIABETICO
FASE
ACUTA

CARATTERISTICHE:

- suola brevettata per scaricare completamente il tallone;
- contrafforti laterali per stabilizzare il piede;
- paracolpi posteriore removibile per la protezione delle ulcere o borsiti;
- plantare di scarico in soft PU personalizzabile;
- apertura totale con strappi in velcro.



kPa

300.00
220.00
150.00
100.00
60.00
40.00
15.00

Teraheel
Lab Novel, 2007

